

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS



**MENTOR®**  
BREAST IMPLANTS

**ETHICON®**

*Johnson & Johnson*  
MEDICAL COMPANIES

 **MENTOR®**  
PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

NOT FOR DISTRIBUTION IN USA

© Mentor Worldwide LLC 2014 010691-140224



Mentor® es una de las más importantes fabricantes de implantes mamarios en el mundo. Su atención a la calidad y la experiencia resultó en productos innovadores en los que puede confiar.

Fundada en 1969, Mentor es uno de los proveedores líderes de productos médicos de todo el mundo.

Implantes mamarios rellenos con gel de Mentor® se fabrican bajo los más estrictos controles de calidad en nuestra fábrica de Leiden, Holanda.

Mentor ha trabajado en estrecha colaboración con cirujanos de todo el mundo para desarrollar productos innovadores tales como expansor de tejido/implantes mamarios Becker y nuestros implantes mamarios Contour Profile® CPG.

En 1995, Mentor® se convirtió en el primer fabricante de implantes de mama a recibir la marca CE (Certificado de Conformidad Europea) y, en 2006, recibió la aprobación de la FDA (Food and Drug Administration) para sus implantes de mama de gel.

Mentor® está orgullosa de la calidad con que desarrolla cada uno de sus implantes, y usted, paciente, puede estar seguro de que, detrás de



su decisión de utilizar nuestros productos, es una empresa que entiende sus deseos y esperanzas, y que se preocupa realmente por usted.

En caso de dudas o para obtener otra informacion, solicitamos que haga contacto a su distribuidor o representante local.



## ÍNDICE

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Implantes Mamarios con MemoryGel®<br>Un Implante Más Evolucionado .....     | 6  |
| Acerca de los Implantes Mamarios de MemoryGel®                              |    |
| All Cohesive, All the Time™ .....                                           | 7  |
| Implantes Mamarios Rellenos de Gel de Silicona,<br>COHESIVO I™ .....        | 8  |
| Redondo, Perfil Moderado, Siltex™, COHESIVO I™                              |    |
| Redondo, Perfil Moderado Plus, Siltex™, COHESIVO I™                         |    |
| Redondo, Perfil Alto, Siltex™, COHESIVO I™                                  |    |
| Redondo, Perfil Ultra Alto, Siltex™, COHESIVO I™                            |    |
| Redondo, Perfil Moderado, Liso, COHESIVO I™                                 |    |
| Redondo, Perfil Moderado Plus, Liso, COHESIVO I™                            |    |
| Redondo, Perfil Alto, Liso, COHESIVO I™                                     |    |
| Redondo, Perfil Ultra Alto, Liso, COHESIVO I™                               |    |
| Implantes Mamarios Rellenos de Gel de Silicona,<br>COHESIVO II™ .....       | 12 |
| Redondo, Perfil Moderado, Siltex™, COHESIVO II™                             |    |
| Redondo, Perfil Moderado Plus, Siltex™, COHESIVO II™                        |    |
| Redondo, Perfil Alto, Siltex™, COHESIVO II™                                 |    |
| Implantes Mamarios Rellenos de Gel de Silicona,<br>COHESIVO III™ .....      | 14 |
| CPG™ 331, COHESIVO III™, Siltex™, Altura Completa, Proyección Moderada      |    |
| CPG™ 321, COHESIVO III™, Siltex™, Altura Média, Proyección Moderada         |    |
| CPG™ 311, COHESIVO III™, Siltex™, Altura Baja, Proyección Moderada          |    |
| CPG™ 332, COHESIVO III™, Siltex™, Altura Completa, Proyección Moderada Plus |    |
| CPG™ 322, COHESIVO III™, Siltex™, Altura Média, Proyección Moderada Plus    |    |
| CPG™ 312, COHESIVO III™, Siltex™, Altura Baja, Proyección Moderada Plus     |    |
| CPG™ 333, COHESIVO III™, Siltex™, Altura Completa, Proyección Alta          |    |
| CPG™ 323, COHESIVO III™, Siltex™, Altura Média, Proyección Alta             |    |
| CPG™ 313, COHESIVO III™, Siltex™, Altura Baja, Proyección Alta              |    |
| Implantes/Expansores Mamarios Becker .....                                  | 18 |

Redondo Becker 25, Siltex™, COHESIVO I™

Redondo Becker 50, Siltex™, COHESIVO I™

Contour Profile® Becker 35 (Anatómico), Siltex™, COHESIVO II™

**Medidores de Gel Estériles Reesterilizables ..... 20**

Redondo, Perfil Moderado

Redondo, Perfil Moderado Plus

Redondo, Perfil Alto

Redondo, Perfil Ultra Alto

CPG™ 331, COHESIVO III™, Altura Completa, Proyección Moderada

CPG™ 321, COHESIVO III™, Altura Média, Proyección Moderada

CPG™ 311, COHESIVO III™, Altura Baja, Proyección Moderada

CPG™ 332, COHESIVO III™, Altura Completa, Proyección Moderada Plus

CPG™ 322, COHESIVO III™, Altura Média, Proyección Moderada Plus

CPG™ 312, COHESIVO III™, Altura Baja, Proyección Moderada Plus

CPG™ 333, COHESIVO III™, Altura Completa, Proyección Alta

**CPG™ 323, COHESIVO III™, Altura Média, Proyección Alta**

CPG™ 313, COHESIVO III™, Altura Baja, Proyección Alta

**Expansores de Tejido Mamario Contour Profile® CPX ..... 26**

CPX 6100, Siltex™, Altura Baja

CPX 6200, Siltex™, Altura Média

CPX 6300, Siltex™, Altura Completa

Centerscope® - Localizador de Puerto de Inyección

**Otros Expansores de Tejido ..... 27**

Redondo Liso

Elíptico Liso

Media Luna Liso

Rectangular Liso

**PDS Plate ..... 28**

PSD Plate

# MemoryGel®

BREAST IMPLANTS

## UN IMPLANTE MÁS EVOLUCIONADO

- Estrictos estándares de fabricación de los Estados Unidos y Europa;
- Garantía de sustitución de producto de por vida;
- Proyecciones Moderada, Moderada Plus, Alta y Ultra Alta;
- Fórmula de gel de silicona patentada para conseguir un resultado natural, que se asemeje al tejido mamario.

## ACERCA DE LOS IMPLANTES MAMARIOS DE MEMORYGEL®

Los implantes mamarios avanzados MemoryGel® de Mentor® presentan una fórmula patentada de gel de silicona cohesivo que se utiliza para llenar todos los implantes mamarios rellenos de gel de silicona de Mentor®. Mediante la variación de los componentes del gel, Mentor® es capaz de producir una amplia gama de productos que van desde una consistencia muy suave hasta una muy firme.

## ESCALA DE PRODUCTOS DE IMPLANTES MAMARIOS DE MEMORYGEL®

| Perfil do Producto           | Cohesivo I™ | Cohesivo II™ | Cohesivo III™ |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Redondo Perfil Moderado      | X           | X            |               |
| Redondo Perfil Moderado Plus | X           | X            |               |
| Redondo Perfil Alto          | X           | X            |               |
| Redondo Perfil Ultra Alto    | X           |              |               |
| CPG (Contour Profile® Gel)   |             |              | X             |
| Redondo Becker 25            | X           |              |               |
| Redondo Becker 50            | X           |              |               |
| Anatómico Becker 35          |             | X            |               |

# Implantes Mamarios con MemoryGel®

## All Cohesive, All the Time.™

Implantes Mamarios con  
MemoryGel®



Todos los implantes de gel de Mentor® utilizan un gel que es cohesivo, seguro y estéticamente agradable.

### COHESIVO I™

Es el gel de nivel cohesivo estándar que se utiliza en los implantes de Mentor®. Este es el más suave gel de Mentor® y ha sido preferido por muchos años en los implantes mamarios redondos de perfiles Moderado, Moderado Plus, Alto y Ultra Alto, así como en los implantes Becker 25 y Becker 50.

### COHESIVO II™

Un gel ligeramente más firme, para los cirujanos que desean un implante de sensación más firme. Este gel se utiliza en Implantes Mamarios redondos de perfiles Moderado, Moderado Plus, Alto, texturizados y en los implantes Becker 35 (Anatómico).

### COHESIVO III™

Es el gel más cohesivo de Mentor®, el cual proporciona retención de la forma con un nivel agradable de firmeza para un óptimo resultado estético. Este gel se utiliza en la Familia Contour Profile® Gel (CPG).

# Implantes Mamarios con MemoryGel®

## IMPLANTES MAMARIOS RELLENOS DE GEL DE SILICONA COHESIVO I™

### REDONDO, PERFIL MODERADO COHESIVO I™, SILTEX™



| Volumen | Diámetro | Proyección | Nº do Ca-<br>tálogo | Medidor de Gel<br>Reesterilizable* |
|---------|----------|------------|---------------------|------------------------------------|
| 100 cc  | 8,8 cm   | 2,5 cm     | 354-1007            | RSZ-7100                           |
| 125 cc  | 9,3 cm   | 2,8 cm     | 354-1257            | RSZ-7125                           |
| 150 cc  | 10,2 cm  | 2,7 cm     | 354-1507            | RSZ-7150                           |
| 175 cc  | 10,7 cm  | 2,8 cm     | 354-1757            | RSZ-7175                           |
| 200 cc  | 11,2 cm  | 2,8 cm     | 354-2007            | RSZ-7200                           |
| 225 cc  | 11,4 cm  | 3,0 cm     | 354-2257            | RSZ-7225                           |
| 250 cc  | 11,5 cm  | 3,3 cm     | 354-2507            | RSZ-7250                           |
| 275 cc  | 12,4 cm  | 3,4 cm     | 354-2757            | RSZ-7275                           |
| 300 cc  | 12,6 cm  | 3,5 cm     | 354-3007            | RSZ-7300                           |
| 325 cc  | 12,9 cm  | 3,6 cm     | 354-3257            | RSZ-7325                           |
| 350 cc  | 13,4 cm  | 3,7 cm     | 354-3507            | RSZ-7350                           |
| 375 cc  | 13,4 cm  | 3,8 cm     | 354-3757            | RSZ-7375                           |
| 400 cc  | 13,5 cm  | 3,9 cm     | 354-4007            | RSZ-7400                           |
| 450 cc  | 13,9 cm  | 4,1 cm     | 354-4507            | RSZ-7450                           |
| 500 cc  | 14,2 cm  | 4,3 cm     | 354-5007            | RSZ-7500                           |
| 550 cc  | 14,8 cm  | 4,4 cm     | 354-5507            | RSZ-7550                           |
| 600 cc  | 15,4 cm  | 4,5 cm     | 354-6007            | RSZ-7600                           |
| 700 cc  | 16,8 cm  | 4,3 cm     | 354-7007            | RSZ-7700                           |
| 800 cc  | 17,2 cm  | 4,6 cm     | 354-8007            | RSZ-7800                           |

### REDONDO, PERFIL MODERADO PLUS COHESIVO I™, SILTEX™



| Volumen | Diámetro | Proyección | Nº do Catálogo | Medidor de Gel<br>Reesterilizable* |
|---------|----------|------------|----------------|------------------------------------|
| 100 cc  | 8,1 cm   | 2,7 cm     | 354-1001       | RSZ-1001                           |
| 125 cc  | 8,8 cm   | 2,9 cm     | 354-1251       | RSZ-1251                           |
| 150 cc  | 9,4 cm   | 3,0 cm     | 354-1501       | RSZ-1501                           |
| 175 cc  | 10,0 cm  | 3,2 cm     | 354-1751       | RSZ-1751                           |
| 200 cc  | 10,5 cm  | 3,3 cm     | 354-2001       | RSZ-2001                           |
| 225 cc  | 10,9 cm  | 3,5 cm     | 354-2251       | RSZ-2251                           |
| 250 cc  | 11,3 cm  | 3,6 cm     | 354-2501       | RSZ-2501                           |
| 275 cc  | 11,7 cm  | 3,7 cm     | 354-2751       | RSZ-2751                           |
| 300 cc  | 12,0 cm  | 3,7 cm     | 354-3001       | RSZ-3001                           |
| 325 cc  | 12,3 cm  | 3,8 cm     | 354-3251       | RSZ-3251                           |
| 350 cc  | 12,6 cm  | 3,8 cm     | 354-3501       | RSZ-3501                           |
| 375 cc  | 12,9 cm  | 3,9 cm     | 354-3751       | RSZ-3751                           |
| 400 cc  | 13,2 cm  | 4,0 cm     | 354-4001       | RSZ-4001                           |
| 450 cc  | 13,7 cm  | 4,1 cm     | 354-4501       | RSZ-4501                           |
| 500 cc  | 14,1 cm  | 4,2 cm     | 354-5001       | RSZ-5001                           |
| 550 cc  | 14,4 cm  | 4,4 cm     | 354-5501       | RSZ-5501                           |
| 600 cc  | 14,7 cm  | 4,5 cm     | 354-6001       | RSZ-6001                           |
| 700 cc  | 15,7 cm  | 4,8 cm     | 354-7001       | RSZ-7001                           |
| 800 cc  | 16,6 cm  | 5,0 cm     | 354-8001       | RSZ-8001                           |

# Implantes Mamarios con MemoryGel®

## IMPLANTES MAMARIOS RELLENOS DE GEL DE SILICONA COHESIVO I™

### REDONDO, PERFIL ALTO COHESIVO I™, SILTEX™



| Volumen | Diámetro | Proyección | Nº do Catálogo | Medidor de Gel Reesterilizable* |
|---------|----------|------------|----------------|---------------------------------|
| 125 cc  | 8,4 cm   | 3,6 cm     | 354-4125       | RSZ-1254                        |
| 150 cc  | 8,9 cm   | 3,8 cm     | 354-4150       | RSZ-1504                        |
| 175 cc  | 9,4 cm   | 4,0 cm     | 354-4175       | RSZ-1754                        |
| 200 cc  | 9,9 cm   | 4,1 cm     | 354-4200       | RSZ-2004                        |
| 225 cc  | 10,2 cm  | 4,3 cm     | 354-4225       | RSZ-2254                        |
| 250 cc  | 10,5 cm  | 4,5 cm     | 354-4250       | RSZ-2504                        |
| 275 cc  | 10,9 cm  | 4,6 cm     | 354-4275       | RSZ-2754                        |
| 300 cc  | 11,1 cm  | 4,7 cm     | 354-4300       | RSZ-3004                        |
| 325 cc  | 11,5 cm  | 4,8 cm     | 354-4325       | RSZ-3254                        |
| 350 cc  | 11,7 cm  | 4,9 cm     | 354-4350       | RSZ-3504                        |
| 375 cc  | 12,0 cm  | 5,0 cm     | 354-4375       | RSZ-3754                        |
| 400 cc  | 12,3 cm  | 5,1 cm     | 354-4400       | RSZ-4004                        |
| 425 cc  | 12,5 cm  | 5,2 cm     | 354-4425       | RSZ-4254                        |
| 450 cc  | 12,7 cm  | 5,2 cm     | 354-4450       | RSZ-4504                        |
| 500 cc  | 13,2 cm  | 5,4 cm     | 354-4500       | RSZ-5004                        |
| 550 cc  | 13,5 cm  | 5,6 cm     | 354-4550       | RSZ-5504                        |
| 600 cc  | 14,0 cm  | 5,7 cm     | 354-4600       | RSZ-6004                        |
| 650 cc  | 14,3 cm  | 5,8 cm     | 354-4650       | RSZ-6504                        |
| 700 cc  | 14,7 cm  | 6,0 cm     | 354-4700       | RSZ-7004                        |
| 800 cc  | 15,4 cm  | 6,3 cm     | 354-4800       | RSZ-8004                        |

### REDONDO, PERFIL ULTRA ALTO, COHESIVO I™, SILTEX™



| Volumen | Diámetro | Proyección | Nº do Catálogo | Medidor de Gel Reesterilizable* |
|---------|----------|------------|----------------|---------------------------------|
| 135 cc  | 8,0 cm   | 4,3 cm     | 354-5135       | RSZ-5135                        |
| 160 cc  | 8,4 cm   | 4,5 cm     | 354-5160       | RSZ-5160                        |
| 185 cc  | 8,6 cm   | 4,6 cm     | 354-5185       | RSZ-5185                        |
| 215 cc  | 8,9 cm   | 4,7 cm     | 354-5215       | RSZ-5215                        |
| 240 cc  | 9,2 cm   | 4,9 cm     | 354-5240       | RSZ-5240                        |
| 270 cc  | 9,5 cm   | 5,0 cm     | 354-5270       | RSZ-5270                        |
| 295 cc  | 9,9 cm   | 5,2 cm     | 354-5295       | RSZ-5295                        |
| 320 cc  | 10,0 cm  | 5,3 cm     | 354-5320       | RSZ-5320                        |
| 350 cc  | 10,3 cm  | 5,4 cm     | 354-5350       | RSZ-5350                        |
| 375 cc  | 10,5 cm  | 5,5 cm     | 354-5375       | RSZ-5375                        |
| 400 cc  | 10,8 cm  | 5,6 cm     | 354-5400       | RSZ-5400                        |
| 430 cc  | 11,1 cm  | 5,8 cm     | 354-5430       | RSZ-5430                        |
| 455 cc  | 11,3 cm  | 5,9 cm     | 354-5455       | RSZ-5455                        |
| 480 cc  | 11,6 cm  | 6,0 cm     | 354-5480       | RSZ-5480                        |
| 535 cc  | 12,1 cm  | 6,3 cm     | 354-5535       | RSZ-5535                        |
| 590 cc  | 12,6 cm  | 6,5 cm     | 354-5590       | RSZ-5590                        |

# Implantes Mamarios con MemoryGel®

## IMPLANTES MAMARIOS RELLENOS DE GEL DE SILICONA COHESIVO I™

### REDONDO, PERFIL MODERADO COHESIVO I™, LISO



| Volumen | Diámetro | Proyección | Nº do Catálogo | Medidor de Gel Reesterilizable* |
|---------|----------|------------|----------------|---------------------------------|
| 125 cc  | 10,0 cm  | 2,2 cm     | 350-7125 BC    | RSZ-7125                        |
| 150 cc  | 10,3 cm  | 2,3 cm     | 350-7150 BC    | RSZ-7150                        |
| 175 cc  | 11,2 cm  | 2,4 cm     | 350-7175 BC    | RSZ-7175                        |
| 200 cc  | 11,7 cm  | 2,5 cm     | 350-7200 BC    | RSZ-7200                        |
| 225 cc  | 12,2 cm  | 2,6 cm     | 350-7225 BC    | RSZ-7225                        |
| 250 cc  | 12,3 cm  | 2,8 cm     | 350-7250 BC    | RSZ-7250                        |
| 275 cc  | 13,2 cm  | 2,9 cm     | 350-7275 BC    | RSZ-7275                        |
| 300 cc  | 13,5 cm  | 3,0 cm     | 350-7300 BC    | RSZ-7300                        |
| 325 cc  | 13,9 cm  | 3,0 cm     | 350-7325 BC    | RSZ-7325                        |
| 350 cc  | 14,2 cm  | 3,1 cm     | 350-7350 BC    | RSZ-7350                        |
| 375 cc  | 14,4 cm  | 3,2 cm     | 350-7375 BC    | RSZ-7375                        |
| 400 cc  | 14,5 cm  | 3,2 cm     | 350-7400 BC    | RSZ-7400                        |
| 450 cc  | 14,9 cm  | 3,4 cm     | 350-7450 BC    | RSZ-7450                        |
| 500 cc  | 15,2 cm  | 3,6 cm     | 350-7500 BC    | RSZ-7500                        |
| 550 cc  | 15,9 cm  | 3,6 cm     | 350-7550 BC    | RSZ-7550                        |
| 600 cc  | 16,5 cm  | 3,7 cm     | 350-7600 BC    | RSZ-7600                        |
| 700 cc  | 17,4 cm  | 3,9 cm     | 350-7700 BC    | RSZ-7700                        |
| 800 cc  | 18,2 cm  | 4,1 cm     | 350-7800 BC    | RSZ-7800                        |

### REDONDO, PERFIL MODERADO PLUS , COHESIVO I™, LISO



| Volumen | Diámetro | Proyección | Nº do Catálogo | Medidor de Gel Reesterilizable* |
|---------|----------|------------|----------------|---------------------------------|
| 125 cc  | 8,9 cm   | 2,8 cm     | 350-1251 BC    | RSZ-1251                        |
| 150 cc  | 9,5 cm   | 2,9 cm     | 350-1501 BC    | RSZ-1501                        |
| 175 cc  | 10,0 cm  | 3,1 cm     | 350-1751 BC    | RSZ-1751                        |
| 200 cc  | 10,5 cm  | 3,2 cm     | 350-2001 BC    | RSZ-2001                        |
| 225 cc  | 10,9 cm  | 3,3 cm     | 350-2251 BC    | RSZ-2251                        |
| 250 cc  | 11,3 cm  | 3,4 cm     | 350-2501 BC    | RSZ-2501                        |
| 275 cc  | 11,7 cm  | 3,5 cm     | 350-2751 BC    | RSZ-2751                        |
| 300 cc  | 12,0 cm  | 3,6 cm     | 350-3001 BC    | RSZ-3001                        |
| 325 cc  | 12,3 cm  | 3,8 cm     | 350-3251 BC    | RSZ-3251                        |
| 350 cc  | 12,5 cm  | 3,9 cm     | 350-3501 BC    | RSZ-3501                        |
| 375 cc  | 12,8 cm  | 4,0 cm     | 350-3751 BC    | RSZ-3751                        |
| 400 cc  | 13,1 cm  | 4,0 cm     | 350-4001 BC    | RSZ-4001                        |
| 450 cc  | 13,6 cm  | 4,2 cm     | 350-4501 BC    | RSZ-4501                        |
| 500 cc  | 14,1 cm  | 4,3 cm     | 350-5001 BC    | RSZ-5001                        |
| 550 cc  | 14,6 cm  | 4,5 cm     | 350-5501 BC    | RSZ-5501                        |
| 600 cc  | 15,0 cm  | 4,6 cm     | 350-6001 BC    | RSZ-6001                        |
| 700 cc  | 15,8 cm  | 4,9 cm     | 350-7001 BC    | RSZ-7001                        |
| 800 cc  | 16,5 cm  | 5,1 cm     | 350-8001 BC    | RSZ-8001                        |

# Implantes Mamarios con MemoryGel®

## IMPLANTES MAMARIOS RELLENOS DE GEL DE SILICONA COHESIVO I™

### REDONDO, PERFIL ALTO COHESIVO I™, LISO



| Volumen | Diámetro | Proyección | Nº do Catálogo | Medidor de Gel Reesterilizable* |
|---------|----------|------------|----------------|---------------------------------|
| 150 cc  | 8,8 cm   | 3,7 cm     | 350-1504 BC    | RSZ-1504                        |
| 175 cc  | 9,3 cm   | 3,9 cm     | 350-1754 BC    | RSZ-1754                        |
| 200 cc  | 9,7 cm   | 4,0 cm     | 350-2004 BC    | RSZ-2004                        |
| 225 cc  | 10,1 cm  | 4,2 cm     | 350-2254 BC    | RSZ-2254                        |
| 250 cc  | 10,5 cm  | 4,3 cm     | 350-2504 BC    | RSZ-2504                        |
| 275 cc  | 10,8 cm  | 4,4 cm     | 350-2754 BC    | RSZ-2754                        |
| 300 cc  | 11,1 cm  | 4,5 cm     | 350-3004 BC    | RSZ-3004                        |
| 325 cc  | 11,4 cm  | 4,6 cm     | 350-3254 BC    | RSZ-3254                        |
| 350 cc  | 11,7 cm  | 4,8 cm     | 350-3504 BC    | RSZ-3504                        |
| 375 cc  | 12,0 cm  | 4,8 cm     | 350-3754 BC    | RSZ-3754                        |
| 400 cc  | 12,2 cm  | 5,0 cm     | 350-4004 BC    | RSZ-4004                        |
| 425 cc  | 12,5 cm  | 5,0 cm     | 350-4254 BC    | RSZ-4254                        |
| 450 cc  | 12,8 cm  | 5,1 cm     | 350-4504 BC    | RSZ-4504                        |
| 500 cc  | 13,2 cm  | 5,3 cm     | 350-5004 BC    | RSZ-5004                        |
| 550 cc  | 13,6 cm  | 5,5 cm     | 350-5504 BC    | RSZ-5504                        |
| 600 cc  | 14,0 cm  | 5,6 cm     | 350-6004 BC    | RSZ-6004                        |
| 650 cc  | 14,4 cm  | 5,7 cm     | 350-6504 BC    | RSZ-6504                        |
| 700 cc  | 14,8 cm  | 5,8 cm     | 350-7004 BC    | RSZ-7004                        |
| 800 cc  | 15,5 cm  | 6,0 cm     | 350-8004 BC    | RSZ-8004                        |

### REDONDO, PERFIL ULTRA ALTO COHESIVO I™, LISO



| Volumen | Diámetro | Proyección | Nº do Catálogo | Medidor de Gel Reesterilizable* |
|---------|----------|------------|----------------|---------------------------------|
| 135 cc  | 7,8 cm   | 4,1 cm     | 350-5135 BC    | RSZ-5135                        |
| 160 cc  | 8,2 cm   | 4,3 cm     | 350-5160 BC    | RSZ-5160                        |
| 185 cc  | 8,4 cm   | 4,4 cm     | 350-5185 BC    | RSZ-5185                        |
| 215 cc  | 8,7 cm   | 4,5 cm     | 350-5215 BC    | RSZ-5215                        |
| 240 cc  | 9,0 cm   | 4,7 cm     | 350-5240 BC    | RSZ-5240                        |
| 270 cc  | 9,3 cm   | 4,8 cm     | 350-5270 BC    | RSZ-5270                        |
| 295 cc  | 9,7 cm   | 5,0 cm     | 350-5295 BC    | RSZ-5295                        |
| 320 cc  | 9,8 cm   | 5,1 cm     | 350-5320 BC    | RSZ-5320                        |
| 350 cc  | 10,1 cm  | 5,2 cm     | 350-5350 BC    | RSZ-5350                        |
| 375 cc  | 10,4 cm  | 5,3 cm     | 350-5375 BC    | RSZ-5375                        |
| 400 cc  | 10,6 cm  | 5,4 cm     | 350-5400 BC    | RSZ-5400                        |
| 430 cc  | 10,9 cm  | 5,6 cm     | 350-5430 BC    | RSZ-5430                        |
| 455 cc  | 11,2 cm  | 5,7 cm     | 350-5455 BC    | RSZ-5455                        |
| 480 cc  | 11,4 cm  | 5,8 cm     | 350-5480 BC    | RSZ-5480                        |
| 535 cc  | 12,0 cm  | 6,1 cm     | 350-5535 BC    | RSZ-5535                        |
| 590 cc  | 12,5 cm  | 6,3 cm     | 350-5590 BC    | RSZ-5590                        |

# Implantes Mamarios con MemoryGel®

## IMPLANTES MAMARIOS RELLENOS DE GEL DE SILICONA COHESIVO II™

### REDONDO, PERFIL MODERADO COHESIVO II™, SILTEX™



| Volumen | Diámetro | Proyección | Nº do Catálogo | Medidor de Gel Reesterilizable* |
|---------|----------|------------|----------------|---------------------------------|
| 100 cc  | 9,1 cm   | 2,6 cm     | 354-1009       | RSZ-7100                        |
| 125 cc  | 9,3 cm   | 2,8 cm     | 354-1259       | RSZ-7125                        |
| 150 cc  | 10,1 cm  | 2,4 cm     | 354-1509       | RSZ-7150                        |
| 175 cc  | 10,5 cm  | 2,9 cm     | 354-1759       | RSZ-7175                        |
| 200 cc  | 11,2 cm  | 2,8 cm     | 354-2009       | RSZ-7200                        |
| 225 cc  | 11,5 cm  | 3,0 cm     | 354-2259       | RSZ-7225                        |
| 250 cc  | 11,6 cm  | 3,5 cm     | 354-2509       | RSZ-7250                        |
| 275 cc  | 12,6 cm  | 3,1 cm     | 354-2759       | RSZ-7275                        |
| 300 cc  | 12,6 cm  | 3,6 cm     | 354-3009       | RSZ-7300                        |
| 325 cc  | 13,1 cm  | 3,6 cm     | 354-3259       | RSZ-7325                        |
| 350 cc  | 13,4 cm  | 3,5 cm     | 354-3509       | RSZ-7350                        |
| 375 cc  | 13,4 cm  | 3,9 cm     | 354-3759       | RSZ-7375                        |
| 400 cc  | 13,7 cm  | 3,8 cm     | 354-4009       | RSZ-7400                        |
| 450 cc  | 13,7 cm  | 4,6 cm     | 354-4509       | RSZ-7450                        |
| 500 cc  | 14,2 cm  | 4,8 cm     | 354-5009       | RSZ-7500                        |
| 550 cc  | 14,5 cm  | 4,5 cm     | 354-5509       | RSZ-7550                        |
| 600 cc  | 15,3 cm  | 4,6 cm     | 354-6009       | RSZ-7600                        |
| 700 cc  | 16,3 cm  | 5,0 cm     | 354-7009       | RSZ-7700                        |
| 800 cc  | 16,7 cm  | 5,4 cm     | 354-8009       | RSZ-7800                        |

### REDONDO, PERFIL MODERADO PLUS COHESIVO II™, SILTEX™



| Volumen | Diámetro | Proyección | Nº do Catálogo | Medidor de Gel Reesterilizable* |
|---------|----------|------------|----------------|---------------------------------|
| 125 cc  | 8,8 cm   | 2,9 cm     | 324-5125       | RSZ-1251                        |
| 150 cc  | 9,4 cm   | 3,0 cm     | 324-5150       | RSZ-1501                        |
| 175 cc  | 10,0 cm  | 3,2 cm     | 324-5175       | RSZ-1751                        |
| 200 cc  | 10,5 cm  | 3,3 cm     | 324-5200       | RSZ-2001                        |
| 225 cc  | 10,9 cm  | 3,5 cm     | 324-5225       | RSZ-2251                        |
| 250 cc  | 11,3 cm  | 3,6 cm     | 324-5250       | RSZ-2501                        |
| 275 cc  | 11,7 cm  | 3,7 cm     | 324-5275       | RSZ-2751                        |
| 300 cc  | 12,0 cm  | 3,7 cm     | 324-5300       | RSZ-3001                        |
| 325 cc  | 12,3 cm  | 3,8 cm     | 324-5325       | RSZ-3251                        |
| 350 cc  | 12,6 cm  | 3,8 cm     | 324-5350       | RSZ-3501                        |
| 375 cc  | 12,9 cm  | 3,9 cm     | 324-5375       | RSZ-3751                        |
| 400 cc  | 13,2 cm  | 4,0 cm     | 324-5400       | RSZ-4001                        |
| 450 cc  | 13,7 cm  | 4,1 cm     | 324-5450       | RSZ-4501                        |
| 500 cc  | 14,1 cm  | 4,2 cm     | 324-5500       | RSZ-5001                        |
| 550 cc  | 14,4 cm  | 4,4 cm     | 324-5550       | RSZ-5501                        |
| 600 cc  | 14,7 cm  | 4,5 cm     | 324-5600       | RSZ-6001                        |
| 700 cc  | 15,7 cm  | 4,8 cm     | 324-5700       | RSZ-7001                        |
| 800 cc  | 16,6 cm  | 5,0 cm     | 324-5800       | RSZ-8001                        |

# Implantes Mamarios con MemoryGel®

## REDONDO, PERFIL ALTO COHESIVO II™, SILTEX™



| Volumen | Diámetro | Proyección | Nº do Catálogo | Medidor de Gel Reesterilizable* |
|---------|----------|------------|----------------|---------------------------------|
| 150 cc  | 8,9 cm   | 3,8 cm     | 324-4150       | RSZ-1504                        |
| 175 cc  | 9,4 cm   | 4,0 cm     | 324-4175       | RSZ-1754                        |
| 200 cc  | 9,9 cm   | 4,1 cm     | 324-4200       | RSZ-2004                        |
| 225 cc  | 10,2 cm  | 4,3 cm     | 324-4225       | RSZ-2254                        |
| 250 cc  | 10,5 cm  | 4,5 cm     | 324-4250       | RSZ-2504                        |
| 275 cc  | 10,9 cm  | 4,6 cm     | 324-4275       | RSZ-2754                        |
| 300 cc  | 11,1 cm  | 4,7 cm     | 324-4300       | RSZ-3004                        |
| 325 cc  | 11,5 cm  | 4,8 cm     | 324-4325       | RSZ-3254                        |
| 350 cc  | 11,7 cm  | 4,9 cm     | 324-4350       | RSZ-3504                        |
| 375 cc  | 12,0 cm  | 5,0 cm     | 324-4375       | RSZ-3754                        |
| 400 cc  | 12,3 cm  | 5,1 cm     | 324-4400       | RSZ-4004                        |
| 425 cc  | 12,5 cm  | 5,2 cm     | 324-4425       | RSZ-4254                        |
| 450 cc  | 12,7 cm  | 5,2 cm     | 324-4450       | RSZ-4504                        |
| 500 cc  | 13,2 cm  | 5,4 cm     | 324-4500       | RSZ-5004                        |
| 550 cc  | 13,5 cm  | 5,6 cm     | 324-4550       | RSZ-5504                        |
| 600 cc  | 14,0 cm  | 5,7 cm     | 324-4600       | RSZ-6004                        |
| 650 cc  | 14,3 cm  | 5,8 cm     | 324-4650       | RSZ-6504                        |
| 700 cc  | 14,7 cm  | 6,0 cm     | 324-4700       | RSZ-7004                        |
| 800 cc  | 15,4 cm  | 6,3 cm     | 324-4800       | RSZ-8004                        |


# Implantes Mamarios con MemoryGel®

## IMPLANTES MAMARIOS RELLENOS DE GEL DE SILICONA COHESIVO III™



| LEYENDA DE LA DESIGNACIÓN CPG™ |                                                                                                      |                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| NIVEL DE COHESIÓN              | ALTURA DEL IMPLANTE                                                                                  | PROYECCIÓN DO IMPLANTE |
| III<br>3                       | Alta<br>3                                                                                            | High<br>3              |
| III<br>3                       | Média<br>2                                                                                           | Moderada Plus<br>2     |
| III<br>3                       | Baja<br>1                                                                                            | Moderada<br>1          |
| CLAVE:                         | Digito 1 = Nivel de Cohesión<br>Digito 2 = Altura del Implante<br>Digito 3 = Proyección del Implante |                        |

### COMPRENSIÓN DE LA MEDIDAS DE "A" Y LONGITUD DE ARCO



# Implantes Mamarios con MemoryGel®

## IMPLANTES MAMARIOS RELLENOS DE GEL DE SILICONA, COHESIVO III™

### CPG™ 331+

ALTURA ALTA, PROYECCIÓN MODERADA  
COHESIVO III™, SILTEX™



| Volumen | Ancho   | Altura  | Proyección | A      | Longitud del Arco | Nº do Catálogo | Medidor de Gel Reesterilizable* |
|---------|---------|---------|------------|--------|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 150 cc  | 9,5 cm  | 9,7 cm  | 3,3 cm     | 2,6 cm | 4,1 cm            | 334-0953       | RSZ-0953                        |
| 175 cc  | 10,0 cm | 10,2 cm | 3,4 cm     | 2,7 cm | 4,3 cm            | 334-1003       | RSZ-1003                        |
| 200 cc  | 10,5 cm | 10,7 cm | 3,5 cm     | 2,8 cm | 4,6 cm            | 334-1053       | RSZ-1053                        |
| 230 cc  | 11,0 cm | 11,3 cm | 3,6 cm     | 3,0 cm | 4,8 cm            | 334-1103       | RSZ-1103                        |
| 265 cc  | 11,5 cm | 11,8 cm | 3,7 cm     | 3,1 cm | 5,0 cm            | 334-1153       | RSZ-1153                        |
| 300 cc  | 12,0 cm | 12,3 cm | 3,9 cm     | 3,2 cm | 5,2 cm            | 334-1203       | RSZ-1203                        |
| 340 cc  | 12,5 cm | 12,8 cm | 4,0 cm     | 3,4 cm | 5,4 cm            | 334-1253       | RSZ-1253                        |
| 380 cc  | 13,0 cm | 13,3 cm | 4,1 cm     | 3,5 cm | 5,6 cm            | 334-1303       | RSZ-1303                        |
| 425 cc  | 13,5 cm | 13,8 cm | 4,3 cm     | 3,6 cm | 5,9 cm            | 334-1353       | RSZ-1353                        |
| 475 cc  | 14,0 cm | 14,3 cm | 4,5 cm     | 3,8 cm | 6,1 cm            | 334-1403       | RSZ-1403                        |
| 530 cc  | 14,5 cm | 14,8 cm | 4,6 cm     | 3,9 cm | 6,3 cm            | 334-1453       | RSZ-1453                        |
| 585 cc  | 15,0 cm | 15,3 cm | 4,8 cm     | 4,0 cm | 6,5 cm            | 334-1503       | RSZ-1503                        |
| 645 cc  | 15,5 cm | 15,9 cm | 5,0 cm     | 4,2 cm | 6,7 cm            | 334-1553       | RSZ-1553                        |

### CPG™ 321+

ALTURA MÉDIA, PROYECCIÓN MODERADA  
COHESIVO III™, SILTEX™



| Volumen | Ancho   | Altura  | Proyección | A      | Longitud del Arco | Nº do Catálogo | Medidor de Gel Reesterilizable* |
|---------|---------|---------|------------|--------|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 120 cc  | 9,0 cm  | 8,5 cm  | 3,3 cm     | 3,1 cm | 4,3 cm            | 354-0908       | RSZ-0908                        |
| 135 cc  | 9,5 cm  | 8,9 cm  | 3,5 cm     | 3,2 cm | 4,5 cm            | 354-0958       | RSZ-0958                        |
| 155 cc  | 10,0 cm | 9,4 cm  | 3,7 cm     | 3,4 cm | 4,7 cm            | 354-1008       | RSZ-1008                        |
| 180 cc  | 10,5 cm | 9,9 cm  | 3,8 cm     | 3,6 cm | 5,0 cm            | 354-1058       | RSZ-1058                        |
| 215 cc  | 11,0 cm | 10,3 cm | 3,9 cm     | 3,6 cm | 5,1 cm            | 354-1108       | RSZ-1108                        |
| 245 cc  | 11,5 cm | 10,8 cm | 4,0 cm     | 3,8 cm | 5,3 cm            | 354-1158       | RSZ-1158                        |
| 280 cc  | 12,0 cm | 11,3 cm | 4,2 cm     | 4,0 cm | 5,6 cm            | 354-1208       | RSZ-1208                        |
| 315 cc  | 12,5 cm | 11,8 cm | 4,4 cm     | 4,1 cm | 5,8 cm            | 354-1258       | RSZ-1258                        |
| 355 cc  | 13,0 cm | 12,2 cm | 4,6 cm     | 4,3 cm | 6,0 cm            | 354-1308       | RSZ-1308                        |
| 395 cc  | 13,5 cm | 12,7 cm | 4,7 cm     | 4,5 cm | 6,3 cm            | 354-1358       | RSZ-1358                        |
| 440 cc  | 14,0 cm | 13,2 cm | 4,9 cm     | 4,6 cm | 6,5 cm            | 354-1408       | RSZ-1408                        |
| 480 cc  | 14,5 cm | 13,6 cm | 5,0 cm     | 5,0 cm | 6,9 cm            | 354-1458       | RSZ-1458                        |
| 530 cc  | 15,0 cm | 14,1 cm | 5,2 cm     | 5,1 cm | 7,2 cm            | 354-1508       | RSZ-1508                        |
| 640 cc  | 16,0 cm | 15,0 cm | 5,6 cm     | 5,5 cm | 7,6 cm            | 354-1608       | RSZ-1608                        |
| 775 cc  | 17,0 cm | 16,0 cm | 5,9 cm     | 5,8 cm | 8,1 cm            | 354-1708       | RSZ-1708                        |

### CPG™ 311+

ALTURA BAJA, PROYECCIÓN MODERADA  
COHESIVO III™, SILTEX™



| Volumen | Ancho   | Altura  | Proyección | A      | Longitud del Arco | Nº do Catálogo | Medidor de Gel Reesterilizable* |
|---------|---------|---------|------------|--------|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 120 cc  | 9,5 cm  | 8,5 cm  | 3,2 cm     | 2,6 cm | 4,3 cm            | 334-0951       | RSZ-0095                        |
| 140 cc  | 10,0 cm | 8,9 cm  | 3,4 cm     | 2,8 cm | 4,5 cm            | 334-1001       | RSZ-0100                        |
| 160 cc  | 10,5 cm | 9,4 cm  | 3,6 cm     | 2,9 cm | 4,7 cm            | 334-1051       | RSZ-0105                        |
| 180 cc  | 11,0 cm | 9,8 cm  | 3,7 cm     | 3,0 cm | 5,0 cm            | 334-1101       | RSZ-0110                        |
| 210 cc  | 11,5 cm | 10,3 cm | 3,9 cm     | 3,2 cm | 5,2 cm            | 334-1151       | RSZ-0115                        |
| 235 cc  | 12,0 cm | 10,7 cm | 4,1 cm     | 3,3 cm | 5,4 cm            | 334-1201       | RSZ-0120                        |
| 270 cc  | 12,5 cm | 11,2 cm | 4,2 cm     | 3,5 cm | 5,6 cm            | 334-1251       | RSZ-0125                        |
| 300 cc  | 13,0 cm | 11,6 cm | 4,4 cm     | 3,6 cm | 5,9 cm            | 334-1301       | RSZ-0130                        |
| 335 cc  | 13,5 cm | 12,0 cm | 4,6 cm     | 3,7 cm | 6,1 cm            | 334-1351       | RSZ-0135                        |
| 375 cc  | 14,0 cm | 12,5 cm | 4,7 cm     | 3,9 cm | 6,3 cm            | 334-1401       | RSZ-0140                        |
| 415 cc  | 14,5 cm | 12,9 cm | 4,9 cm     | 4,0 cm | 6,5 cm            | 334-1451       | RSZ-0145                        |
| 460 cc  | 15,0 cm | 13,4 cm | 5,1 cm     | 4,1 cm | 6,8 cm            | 334-1501       | RSZ-0150                        |
| 510 cc  | 15,5 cm | 13,8 cm | 5,2 cm     | 4,3 cm | 7,0 cm            | 334-1551       | RSZ-0155                        |
| 560 cc  | 16,0 cm | 14,3 cm | 5,4 cm     | 4,4 cm | 7,2 cm            | 334-1601       | RSZ-0160                        |
| 615 cc  | 16,5 cm | 14,7 cm | 5,6 cm     | 4,6 cm | 7,4 cm            | 334-1651       | RSZ-0165                        |

\* Disponible en función de las regulaciones de cada país

# Implantes Mamarios con MemoryGel®

## IMPLANTES MAMARIOS RELLENOS DE GEL DE SILICONA COHESIVO III™

**CPG™ 332<sup>+</sup>,  
ALTURA ALTA, PROYECCIÓN MODERADA PLUS  
COHESIVO III™, SILTEX™**



| Volumen | Ancho   | Altura  | Proyección | A      | Longitud del Arco | Nº do Catálogo | Medidor de Gel Reesterilizable* |
|---------|---------|---------|------------|--------|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 145 cc  | 9,0 cm  | 9,4 cm  | 3,8 cm     | 2,8 cm | 4,6 cm            | 334-0909       | RSZ-0909                        |
| 175 cc  | 9,5 cm  | 9,9 cm  | 4,0 cm     | 3,0 cm | 4,9 cm            | 334-0959       | RSZ-0959                        |
| 205 cc  | 10,0 cm | 10,4 cm | 4,2 cm     | 3,1 cm | 5,1 cm            | 334-1009       | RSZ-1009                        |
| 235 cc  | 10,5 cm | 10,9 cm | 4,4 cm     | 3,3 cm | 5,4 cm            | 334-1059       | RSZ-1059                        |
| 270 cc  | 11,0 cm | 11,5 cm | 4,7 cm     | 3,5 cm | 5,7 cm            | 334-1109       | RSZ-1109                        |
| 305 cc  | 11,5 cm | 12,0 cm | 4,9 cm     | 3,6 cm | 5,9 cm            | 334-1159       | RSZ-1159                        |
| 350 cc  | 12,0 cm | 12,5 cm | 5,1 cm     | 3,8 cm | 6,2 cm            | 334-1209       | RSZ-1209                        |
| 395 cc  | 12,5 cm | 13,0 cm | 5,3 cm     | 3,9 cm | 6,4 cm            | 334-1259       | RSZ-1259                        |
| 445 cc  | 13,0 cm | 13,5 cm | 5,5 cm     | 4,1 cm | 6,7 cm            | 334-1309       | RSZ-1309                        |
| 495 cc  | 13,5 cm | 14,1 cm | 5,7 cm     | 4,2 cm | 7,0 cm            | 334-1359       | RSZ-1359                        |
| 555 cc  | 14,0 cm | 14,6 cm | 5,9 cm     | 4,4 cm | 7,2 cm            | 334-1409       | RSZ-1409                        |
| 615 cc  | 14,5 cm | 15,1 cm | 6,1 cm     | 4,6 cm | 7,5 cm            | 334-1459       | RSZ-1459                        |
| 680 cc  | 15,0 cm | 15,6 cm | 6,3 cm     | 4,7 cm | 7,7 cm            | 334-1509       | RSZ-1509                        |

**CPG™ 322<sup>+</sup>,  
ALTURA MÉDIA, PROYECCIÓN MODERADA PLUS  
COHESIVO III™, SILTEX™**



| Volumen | Ancho   | Altura  | Proyección | A      | Longitud del Arco | Nº do Catálogo | Medidor de Gel Reesterilizable* |
|---------|---------|---------|------------|--------|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 140 cc  | 9,0 cm  | 8,5 cm  | 3,8 cm     | 2,9 cm | 4,7 cm            | 334-0905       | RSZ-0905                        |
| 165 cc  | 9,5 cm  | 8,9 cm  | 4,0 cm     | 3,0 cm | 4,9 cm            | 334-0955       | RSZ-0955                        |
| 195 cc  | 10,0 cm | 9,4 cm  | 4,2 cm     | 3,2 cm | 5,2 cm            | 334-1005       | RSZ-1005                        |
| 225 cc  | 10,5 cm | 9,9 cm  | 4,4 cm     | 3,3 cm | 5,5 cm            | 334-1055       | RSZ-1055                        |
| 255 cc  | 11,0 cm | 10,3 cm | 4,7 cm     | 3,5 cm | 5,7 cm            | 334-1105       | RSZ-1105                        |
| 295 cc  | 11,5 cm | 10,8 cm | 4,9 cm     | 3,7 cm | 6,0 cm            | 334-1155       | RSZ-1155                        |
| 330 cc  | 12,0 cm | 11,3 cm | 5,1 cm     | 3,8 cm | 6,3 cm            | 334-1205       | RSZ-1205                        |
| 375 cc  | 12,5 cm | 11,8 cm | 5,3 cm     | 4,0 cm | 6,5 cm            | 334-1255       | RSZ-1255                        |
| 420 cc  | 13,0 cm | 12,2 cm | 5,5 cm     | 4,1 cm | 6,8 cm            | 334-1305       | RSZ-1305                        |
| 475 cc  | 13,5 cm | 12,7 cm | 5,7 cm     | 4,3 cm | 7,0 cm            | 334-1355       | RSZ-1355                        |
| 525 cc  | 14,0 cm | 13,2 cm | 5,9 cm     | 4,5 cm | 7,3 cm            | 334-1405       | RSZ-1405                        |
| 585 cc  | 14,5 cm | 13,6 cm | 6,1 cm     | 4,6 cm | 7,6 cm            | 334-1455       | RSZ-1455                        |
| 650 cc  | 15,0 cm | 14,1 cm | 6,3 cm     | 4,8 cm | 7,8 cm            | 334-1505       | RSZ-1505                        |

**CPG™ 312<sup>+</sup>,  
ALTURA BAJA, PROYECCIÓN MODERADA PLUS  
COHESIVO III™, SILTEX™**



| Volumen | Ancho   | Altura  | Proyección | A      | Longitud del Arco | Nº do Catálogo | Medidor de Gel Reesterilizable* |
|---------|---------|---------|------------|--------|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 125 cc  | 9,0 cm  | 8,0 cm  | 3,8 cm     | 2,5 cm | 4,6 cm            | 334-0907       | RSZ-0907                        |
| 145 cc  | 9,5 cm  | 8,4 cm  | 4,0 cm     | 2,6 cm | 4,8 cm            | 334-0957       | RSZ-0957                        |
| 170 cc  | 10,0 cm | 8,8 cm  | 4,2 cm     | 2,7 cm | 5,1 cm            | 334-1007       | RSZ-1007                        |
| 195 cc  | 10,5 cm | 9,3 cm  | 4,4 cm     | 2,9 cm | 5,4 cm            | 334-1057       | RSZ-1057                        |
| 225 cc  | 11,0 cm | 9,7 cm  | 4,7 cm     | 3,0 cm | 5,6 cm            | 334-1107       | RSZ-1107                        |
| 255 cc  | 11,5 cm | 10,2 cm | 4,9 cm     | 3,1 cm | 5,9 cm            | 334-1157       | RSZ-1157                        |
| 290 cc  | 12,0 cm | 10,6 cm | 5,1 cm     | 3,3 cm | 6,1 cm            | 334-1207       | RSZ-1207                        |
| 330 cc  | 12,5 cm | 11,1 cm | 5,3 cm     | 3,4 cm | 6,4 cm            | 334-1257       | RSZ-1257                        |
| 370 cc  | 13,0 cm | 11,5 cm | 5,5 cm     | 3,6 cm | 6,6 cm            | 334-1307       | RSZ-1307                        |
| 415 cc  | 13,5 cm | 12,0 cm | 5,7 cm     | 3,7 cm | 6,9 cm            | 334-1357       | RSZ-1357                        |
| 465 cc  | 14,0 cm | 12,4 cm | 5,9 cm     | 3,8 cm | 7,1 cm            | 334-1407       | RSZ-1407                        |
| 515 cc  | 14,5 cm | 12,8 cm | 6,1 cm     | 4,0 cm | 7,4 cm            | 334-1457       | RSZ-1457                        |
| 570 cc  | 15,0 cm | 13,3 cm | 6,3 cm     | 4,1 cm | 7,7 cm            | 334-1507       | RSZ-1507                        |
| 690 cc  | 16,0 cm | 14,2 cm | 6,8 cm     | 4,4 cm | 8,2 cm            | 334-1607       | RSZ-1607                        |

# Implantes Mamarios con MemoryGel®

## IMPLANTES MAMARIOS RELLENOS DE GEL DE SILICONA, COHESIVO III™

**CPG™ 333<sup>+</sup>,  
ALTURA ALTA, PROYECCIÓN ALTA  
COHESIVO III™, SILTEX™**



| Volumen | Ancho   | Altura  | Proyección | A      | Longitud del Arco | Nº do Catálogo | Medidor de Gel Reesterilizable* |
|---------|---------|---------|------------|--------|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 180 cc  | 9,0 cm  | 9,4 cm  | 4,6 cm     | 3,1 cm | 5,5 cm            | 334-0904       | RSZ-4090                        |
| 215 cc  | 9,5 cm  | 9,9 cm  | 4,8 cm     | 3,3 cm | 5,8 cm            | 334-0954       | RSZ-4095                        |
| 250 cc  | 10,0 cm | 10,4 cm | 5,1 cm     | 3,4 cm | 6,1 cm            | 334-1004       | RSZ-4100                        |
| 290 cc  | 10,5 cm | 10,9 cm | 5,3 cm     | 3,6 cm | 6,4 cm            | 334-1054       | RSZ-4105                        |
| 330 cc  | 11,0 cm | 11,5 cm | 5,6 cm     | 3,8 cm | 6,8 cm            | 334-1104       | RSZ-4110                        |
| 380 cc  | 11,5 cm | 12,0 cm | 5,8 cm     | 3,9 cm | 7,1 cm            | 334-1154       | RSZ-4115                        |
| 430 cc  | 12,0 cm | 12,5 cm | 6,0 cm     | 4,1 cm | 7,4 cm            | 334-1204       | RSZ-4120                        |
| 485 cc  | 12,5 cm | 13,0 cm | 6,2 cm     | 4,3 cm | 7,7 cm            | 334-1254       | RSZ-4125                        |
| 545 cc  | 13,0 cm | 13,5 cm | 6,5 cm     | 4,5 cm | 8,0 cm            | 334-1304       | RSZ-4130                        |
| 610 cc  | 13,5 cm | 14,1 cm | 6,7 cm     | 4,6 cm | 8,3 cm            | 334-1354       | RSZ-4135                        |
| 680 cc  | 14,0 cm | 14,6 cm | 6,9 cm     | 4,8 cm | 8,6 cm            | 334-1404       | RSZ-4140                        |
| 755 cc  | 14,5 cm | 15,1 cm | 7,1 cm     | 5,0 cm | 8,9 cm            | 334-1454       | RSZ-4145                        |

**CPG™ 323<sup>+</sup>  
ALTURA MÉDIA, PROYECCIÓN  
ALTA COHESIVO III™, SILTEX™**



| Volumen | Ancho   | Altura  | Proyección | A      | Longitud del Arco | Nº do Catálogo | Medidor de Gel Reesterilizable* |
|---------|---------|---------|------------|--------|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 165 cc  | 9,0 cm  | 8,5 cm  | 4,6 cm     | 3,0 cm | 5,3 cm            | 334-0902       | RSZ-0902                        |
| 195 cc  | 9,5 cm  | 8,9 cm  | 4,8 cm     | 3,2 cm | 5,6 cm            | 334-0952       | RSZ-0952                        |
| 225 cc  | 10,0 cm | 9,4 cm  | 5,1 cm     | 3,4 cm | 5,9 cm            | 334-1002       | RSZ-1002                        |
| 260 cc  | 10,5 cm | 9,9 cm  | 5,3 cm     | 3,5 cm | 6,2 cm            | 334-1052       | RSZ-1052                        |
| 300 cc  | 11,0 cm | 10,3 cm | 5,6 cm     | 3,7 cm | 6,5 cm            | 334-1102       | RSZ-1102                        |
| 345 cc  | 11,5 cm | 10,8 cm | 5,8 cm     | 3,9 cm | 6,8 cm            | 334-1152       | RSZ-1152                        |
| 390 cc  | 12,0 cm | 11,3 cm | 6,0 cm     | 4,0 cm | 7,1 cm            | 334-1202       | RSZ-1202                        |
| 440 cc  | 12,5 cm | 11,8 cm | 6,2 cm     | 4,2 cm | 7,4 cm            | 334-1252       | RSZ-1252                        |
| 495 cc  | 13,0 cm | 12,2 cm | 6,5 cm     | 4,4 cm | 7,7 cm            | 334-1302       | RSZ-1302                        |
| 555 cc  | 13,5 cm | 12,7 cm | 6,7 cm     | 4,5 cm | 8,0 cm            | 334-1352       | RSZ-1352                        |
| 620 cc  | 14,0 cm | 13,2 cm | 6,9 cm     | 4,7 cm | 8,3 cm            | 334-1402       | RSZ-1402                        |
| 685 cc  | 14,5 cm | 13,6 cm | 7,1 cm     | 4,9 cm | 8,6 cm            | 334-1452       | RSZ-1452                        |

**CPG™ 313<sup>+</sup>,  
ALTURA BAJA, PROYECCIÓN ALTA  
COHESIVO III™, SILTEX™**



| Volumen | Ancho   | Altura  | Proyección | A      | Longitud del Arco | Nº do Catálogo | Medidor de Gel Reesterilizable* |
|---------|---------|---------|------------|--------|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 130 cc  | 9,0 cm  | 8,1 cm  | 4,4 cm     | 2,6 cm | 5,2 cm            | 334-0906       | RSZ-0906                        |
| 155 cc  | 9,5 cm  | 8,6 cm  | 4,5 cm     | 2,7 cm | 5,4 cm            | 334-0956       | RSZ-0956                        |
| 180 cc  | 10,0 cm | 9,0 cm  | 4,6 cm     | 2,9 cm | 5,7 cm            | 334-1006       | RSZ-1006                        |
| 210 cc  | 10,5 cm | 9,5 cm  | 4,8 cm     | 3,0 cm | 6,0 cm            | 334-1056       | RSZ-1056                        |
| 240 cc  | 11,0 cm | 9,9 cm  | 4,9 cm     | 3,2 cm | 6,3 cm            | 334-1106       | RSZ-1106                        |
| 270 cc  | 11,5 cm | 10,3 cm | 5,0 cm     | 3,3 cm | 6,6 cm            | 334-1156       | RSZ-1156                        |
| 310 cc  | 12,0 cm | 10,8 cm | 5,2 cm     | 3,5 cm | 6,9 cm            | 334-1206       | RSZ-1206                        |
| 350 cc  | 12,5 cm | 11,2 cm | 5,4 cm     | 3,6 cm | 7,2 cm            | 334-1256       | RSZ-1256                        |
| 395 cc  | 13,0 cm | 11,7 cm | 5,6 cm     | 3,8 cm | 7,4 cm            | 334-1306       | RSZ-1306                        |
| 440 cc  | 13,5 cm | 12,2 cm | 5,8 cm     | 3,9 cm | 7,7 cm            | 334-1356       | RSZ-1356                        |
| 490 cc  | 14,0 cm | 12,6 cm | 6,1 cm     | 4,0 cm | 8,0 cm            | 334-1406       | RSZ-1406                        |
| 545 cc  | 14,5 cm | 13,1 cm | 6,3 cm     | 4,2 cm | 8,3 cm            | 334-1456       | RSZ-1456                        |
| 605 cc  | 15,0 cm | 13,5 cm | 6,6 cm     | 4,3 cm | 8,6 cm            | 334-1506       | RSZ-1506                        |

\* Disponible en función de las regulaciones de cada país

# Implantes Mamarios con MemoryGel®

## IMPLANTES/EXPANSORES MAMARIOS BECKER

### BECKER 25 REDONDO\* COHESIVO I™, SILTEX™

(25% Gel de Silicona Cohesivo I™ en el lumen externo,  
75% de Solución Salina en el lumen interno)



VOLÚMENES DE  
SOBREEXPANSIÓN  
TEMPORAL

| Volumen | Volumen del Gel | Solución Salina Máx. | Solución Salina y Gel Total | Solución Salina Total | Solución Salina y Gel Total | Diámetro | Proj.  | Nº Cat.  |
|---------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|--------|----------|
| 150 cc  | 40 cc           | 185 cc               | 225 cc                      | 85-150 cc             | 125-190 cc                  | 10,7 cm  | 2,4 cm | 354-1500 |
| 200 cc  | 50 cc           | 250 cc               | 300 cc                      | 125-200 cc            | 175-250 cc                  | 11,6 cm  | 2,7 cm | 354-2000 |
| 250 cc  | 60 cc           | 315 cc               | 375 cc                      | 165-255 cc            | 225-315 cc                  | 12,1 cm  | 3,0 cm | 354-2500 |
| 300 cc  | 75 cc           | 375 cc               | 450 cc                      | 200-300 cc            | 275-375 cc                  | 12,9 cm  | 3,0 cm | 354-3000 |
| 350 cc  | 90 cc           | 435 cc               | 525 cc                      | 235-350 cc            | 325-440 cc                  | 13,5 cm  | 3,0 cm | 354-3500 |
| 400 cc  | 100 cc          | 500 cc               | 600 cc                      | 275-400 cc            | 375-500 cc                  | 13,7 cm  | 3,4 cm | 354-4000 |
| 500 cc  | 125 cc          | 625 cc               | 750 cc                      | 350-500 cc            | 475-625 cc                  | 14,7 cm  | 3,7 cm | 354-5000 |
| 600 cc  | 150 cc          | 750 cc               | 900 cc                      | 425-600 cc            | 575-750 cc                  | 15,6 cm  | 4,2 cm | 354-6000 |
| 700 cc  | 175 cc          | 875 cc               | 1050 cc                     | 500-700 cc            | 675-875 cc                  | 16,8 cm  | 4,3 cm | 354-7000 |
| 800 cc  | 200 cc          | 1000 cc              | 1200 cc                     | 575-800 cc            | 775-1000 cc                 | 17,2 cm  | 4,6 cm | 354-8000 |

### CONTOUR PROFILE® BECKER 35 (ANATÓMICO)\* COHESIVO II™, SILTEX™

(35% Gel de Silicona COHESIVO II™ en el lumen externo,  
65% de Solución Salina en el lumen interno)




VOLÚMENES DE  
SOBREEXPANSIÓN  
TEMPORAL

| Volumen | Volumen del Gel | Solución Salina Máx. | Solución Salina y Gel Total | Solución Salina Total | Solución Salina y Gel Total | Ancho   | Altura  | Proj.  | Nº Cat.  |
|---------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|--------|----------|
| 145 cc  | 50 cc           | 120 cc               | 170 cc                      | 85-95 cc              | 135-145 cc                  | 9,5 cm  | 8,3 cm  | 4,2 cm | 324-0955 |
| 195 cc  | 70 cc           | 155 cc               | 225 cc                      | 110-125 cc            | 180-195 cc                  | 10,5 cm | 9,1 cm  | 4,6 cm | 324-1055 |
| 255 cc  | 90 cc           | 205 cc               | 295 cc                      | 145-165 cc            | 235-255 cc                  | 11,5 cm | 10,0 cm | 5,1 cm | 324-1155 |
| 290 cc  | 100 cc          | 235 cc               | 335 cc                      | 170-190 cc            | 270-290 cc                  | 12,0 cm | 10,5 cm | 5,3 cm | 324-1205 |
| 325 cc  | 110 cc          | 270 cc               | 380 cc                      | 190-215 cc            | 300-325 cc                  | 12,5 cm | 10,9 cm | 5,5 cm | 324-1255 |
| 365 cc  | 125 cc          | 300 cc               | 425 cc                      | 215-240 cc            | 340-365 cc                  | 13,0 cm | 11,3 cm | 5,7 cm | 324-1305 |
| 400 cc  | 130 cc          | 335 cc               | 465 cc                      | 240-270 cc            | 370-400 cc                  | 13,5 cm | 11,8 cm | 5,9 cm | 324-1355 |
| 460 cc  | 160 cc          | 375 cc               | 535 cc                      | 270-300 cc            | 430-460 cc                  | 14,0 cm | 12,2 cm | 6,2 cm | 324-1405 |
| 565 cc  | 195 cc          | 460 cc               | 655 cc                      | 330-370 cc            | 525-565 cc                  | 15,0 cm | 13,1 cm | 6,6 cm | 324-1505 |
| 685 cc  | 240 cc          | 555 cc               | 795 cc                      | 400-445 cc            | 640-685 cc                  | 16,0 cm | 13,9 cm | 7,0 cm | 324-1605 |

### BECKER 50 REDONDO\* COHESIVO I™, SILTEX™

(50% Gel de Silicona COHESIVO I™ en el lumen  
externo, 50% de Solución Salina en el lumen interno)



| Volumen | Volumen del Gel | Solución Salina Total | Solución Salina y Gel Total | Diámetro | Proj.  | Nº Cat.  |
|---------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|----------|--------|----------|
| 300 cc  | 150 cc          | 150-200 cc            | 300-350 cc                  | 12,9 cm  | 3,0 cm | 354-1515 |
| 400 cc  | 200 cc          | 200-300 cc            | 400-500 cc                  | 13,9 cm  | 3,4 cm | 354-2020 |
| 500 cc  | 250 cc          | 250-350 cc            | 500-600 cc                  | 14,7 cm  | 3,7 cm | 354-2525 |
| 600 cc  | 300 cc          | 300-425 cc            | 600-725 cc                  | 15,6 cm  | 4,2 cm | 354-3030 |
| 700 cc  | 350 cc          | 350-500 cc            | 700-850 cc                  | 16,0 cm  | 5,0 cm | 354-3535 |

\* Incluye el Kit con Domos de Inyección.

# Implantes Mamarios con MemoryGel®

## KIT CON DOMOS DE INYECCIÓN

### DOMOS DE INYECCIÓN

Incluye Domos Estándar y Micro, los conectores de acero inoxidable y los conectores True Lock®  
**350-DOMPK**



Todos los implants/expansores becker incluyen un domo de inyección y aguja calibre 23.

# Implantes Mamarios con MemoryGel®

## MEDIDORES DE GEL ESTÉRILES REESTERILIZABLES\*

### REDONDO, PERFIL BAJO



| Volumen | Diámetro | Proyección | Nº do Catálogo |
|---------|----------|------------|----------------|
| 100 cc  | 9,4 cm   | 1,9 cm     | RSZ-1100       |
| 125 cc  | 10,1 cm  | 2,0 cm     | RSZ-1125       |
| 150 cc  | 10,7 cm  | 2,2 cm     | RSZ-1150       |
| 175 cc  | 11,3 cm  | 2,3 cm     | RSZ-1175       |
| 200 cc  | 11,8 cm  | 2,4 cm     | RSZ-1200       |
| 225 cc  | 12,3 cm  | 2,5 cm     | RSZ-1225       |
| 250 cc  | 12,7 cm  | 2,6 cm     | RSZ-1250       |
| 275 cc  | 13,1 cm  | 2,7 cm     | RSZ-1275       |
| 300 cc  | 13,5 cm  | 2,7 cm     | RSZ-1300       |
| 325 cc  | 13,9 cm  | 2,8 cm     | RSZ-1325       |
| 350 cc  | 14,2 cm  | 2,9 cm     | RSZ-1350       |
| 375 cc  | 14,5 cm  | 2,9 cm     | RSZ-1375       |
| 400 cc  | 14,8 cm  | 3,0 cm     | RSZ-1400       |
| 450 cc  | 15,4 cm  | 3,1 cm     | RSZ-1450       |
| 500 cc  | 16,0 cm  | 3,3 cm     | RSZ-1500       |
| 550 cc  | 16,5 cm  | 3,4 cm     | RSZ-1550       |
| 600 cc  | 17,0 cm  | 3,5 cm     | RSZ-1600       |

### REDONDO, PERFIL MODERADO



| Volumen | Diámetro | Proyección | Nº do Catálogo |
|---------|----------|------------|----------------|
| 100 cc  | 9,3 cm   | 2,1 cm     | RSZ-7100       |
| 125 cc  | 10,0 cm  | 2,2 cm     | RSZ-7125       |
| 150 cc  | 10,3 cm  | 2,3 cm     | RSZ-7150       |
| 175 cc  | 11,2 cm  | 2,4 cm     | RSZ-7175       |
| 200 cc  | 11,7 cm  | 2,5 cm     | RSZ-7200       |
| 225 cc  | 12,2 cm  | 2,6 cm     | RSZ-7225       |
| 250 cc  | 12,3 cm  | 2,8 cm     | RSZ-7250       |
| 275 cc  | 13,2 cm  | 2,9 cm     | RSZ-7275       |
| 300 cc  | 13,5 cm  | 3,0 cm     | RSZ-7300       |
| 325 cc  | 13,9 cm  | 3,0 cm     | RSZ-7325       |
| 350 cc  | 14,2 cm  | 3,1 cm     | RSZ-7350       |
| 375 cc  | 14,4 cm  | 3,2 cm     | RSZ-7375       |
| 400 cc  | 14,5 cm  | 3,2 cm     | RSZ-7400       |
| 450 cc  | 14,9 cm  | 3,4 cm     | RSZ-7450       |
| 500 cc  | 15,2 cm  | 3,6 cm     | RSZ-7500       |
| 550 cc  | 15,9 cm  | 3,6 cm     | RSZ-7550       |
| 600 cc  | 16,5 cm  | 3,7 cm     | RSZ-7600       |
| 700 cc  | 17,4 cm  | 3,9 cm     | RSZ-7700       |
| 800 cc  | 18,2 cm  | 4,1 cm     | RSZ-7800       |

# Implantes Mamarios con MemoryGel®

## MEDIDORES DE GEL ESTÉRILES REESTERILIZABLES\*



### REDONDO, PERFIL MODERADO PLUS

| Volumen | Diámetro | Proyección | Nº do Catálogo |
|---------|----------|------------|----------------|
| 100 cc  | 8,2 cm   | 2,7 cm     | RSZ-1001       |
| 125 cc  | 8,9 cm   | 2,8 cm     | RSZ-1251       |
| 150 cc  | 9,5 cm   | 2,9 cm     | RSZ-1501       |
| 175 cc  | 10,0 cm  | 3,1 cm     | RSZ-1751       |
| 200 cc  | 10,5 cm  | 3,2 cm     | RSZ-2001       |
| 225 cc  | 10,9 cm  | 3,3 cm     | RSZ-2251       |
| 250 cc  | 11,3 cm  | 3,4 cm     | RSZ-2501       |
| 275 cc  | 11,7 cm  | 3,5 cm     | RSZ-2751       |
| 300 cc  | 12,0 cm  | 3,6 cm     | RSZ-3001       |
| 325 cc  | 12,3 cm  | 3,8 cm     | RSZ-3251       |
| 350 cc  | 12,5 cm  | 3,9 cm     | RSZ-3501       |
| 375 cc  | 12,8 cm  | 4,0 cm     | RSZ-3751       |
| 400 cc  | 13,1 cm  | 4,0 cm     | RSZ-4001       |
| 450 cc  | 13,6 cm  | 4,2 cm     | RSZ-4501       |
| 500 cc  | 14,1 cm  | 4,3 cm     | RSZ-5001       |
| 550 cc  | 14,6 cm  | 4,5 cm     | RSZ-5501       |
| 600 cc  | 15,0 cm  | 4,6 cm     | RSZ-6001       |
| 700 cc  | 15,8 cm  | 4,9 cm     | RSZ-7001       |
| 800 cc  | 16,5 cm  | 5,1 cm     | RSZ-8001       |



### REDONDO, PERFIL ALTO

| Volumen | Diametro | Proyección | Nº do Catálogo |
|---------|----------|------------|----------------|
| 125 cc  | 8,3 cm   | 3,5 cm     | RSZ-1254       |
| 150 cc  | 8,8 cm   | 3,7 cm     | RSZ-1504       |
| 175 cc  | 9,3 cm   | 3,9 cm     | RSZ-1754       |
| 200 cc  | 9,7 cm   | 4,0 cm     | RSZ-2004       |
| 225 cc  | 10,1 cm  | 4,2 cm     | RSZ-2254       |
| 250 cc  | 10,5 cm  | 4,3 cm     | RSZ-2504       |
| 275 cc  | 10,8 cm  | 4,4 cm     | RSZ-2754       |
| 300 cc  | 11,1 cm  | 4,5 cm     | RSZ-3004       |
| 325 cc  | 11,4 cm  | 4,6 cm     | RSZ-3254       |
| 350 cc  | 11,7 cm  | 4,8 cm     | RSZ-3504       |
| 375 cc  | 12,0 cm  | 4,8 cm     | RSZ-3754       |
| 400 cc  | 12,2 cm  | 5,0 cm     | RSZ-4004       |
| 425 cc  | 12,5 cm  | 5,0 cm     | RSZ-4254       |
| 450 cc  | 12,8 cm  | 5,1 cm     | RSZ-4504       |
| 500 cc  | 13,2 cm  | 5,3 cm     | RSZ-5004       |
| 550 cc  | 13,6 cm  | 5,5 cm     | RSZ-5504       |
| 600 cc  | 14,0 cm  | 5,6 cm     | RSZ-6004       |
| 650 cc  | 14,4 cm  | 5,7 cm     | RSZ-6504       |
| 700 cc  | 14,8 cm  | 5,8 cm     | RSZ-7004       |
| 800 cc  | 15,5 cm  | 6,0 cm     | RSZ-8004       |

\* Reesterilizable hasta 10 veces.

# Implantes Mamarios con MemoryGel®

## MEDIDORES DE GEL ESTÉRILES REESTERILIZABLES\*

### REDONDO, PERFIL ULTRA ALTO



| Volumen | Diámetro | Proyección | Nº do Catálogo |
|---------|----------|------------|----------------|
| 135 cc  | 7,8 cm   | 4,1 cm     | RSZ-5135       |
| 160 cc  | 8,2 cm   | 4,3 cm     | RSZ-5160       |
| 185 cc  | 8,4 cm   | 4,4 cm     | RSZ-5185       |
| 215 cc  | 8,7 cm   | 4,5 cm     | RSZ-5215       |
| 240 cc  | 9,0 cm   | 4,7 cm     | RSZ-5240       |
| 270 cc  | 9,3 cm   | 4,8 cm     | RSZ-5270       |
| 295 cc  | 9,7 cm   | 5,0 cm     | RSZ-5295       |
| 320 cc  | 9,8 cm   | 5,1 cm     | RSZ-5320       |
| 350 cc  | 10,1 cm  | 5,2 cm     | RSZ-5350       |
| 375 cc  | 10,4 cm  | 5,3 cm     | RSZ-5375       |
| 400 cc  | 10,6 cm  | 5,4 cm     | RSZ-5400       |
| 430 cc  | 10,9 cm  | 5,6 cm     | RSZ-5430       |
| 455 cc  | 11,2 cm  | 5,7 cm     | RSZ-5455       |
| 480 cc  | 11,4 cm  | 5,8 cm     | RSZ-5480       |
| 535 cc  | 12,0 cm  | 6,1 cm     | RSZ-5535       |
| 590 cc  | 12,5 cm  | 6,3 cm     | RSZ-5590       |

# Implantes Mamarios con MemoryGel®

## MEDIDORES DE GEL ESTÉRILES REESTERILIZABLES\*

**CPG™ 331†,**  
**Cohesivo III™, ALTURA ALTA, Proyección MODERADA**



| Volumen | Longitud | Altura  | Proyección | A      | Longitud del Arco | N° do Catálogo |
|---------|----------|---------|------------|--------|-------------------|----------------|
| 125 cc  | 9,0 cm   | 9,2 cm  | 3,2 cm     | 2,4 cm | 3,9 cm            | RSZ-0903       |
| 150 cc  | 9,5 cm   | 9,7 cm  | 3,3 cm     | 2,6 cm | 4,1 cm            | RSZ-0953       |
| 175 cc  | 10,0 cm  | 10,2 cm | 3,4 cm     | 2,7 cm | 4,3 cm            | RSZ-1003       |
| 200 cc  | 10,5 cm  | 10,7 cm | 3,5 cm     | 2,8 cm | 4,6 cm            | RSZ-1053       |
| 230 cc  | 11,0 cm  | 11,3 cm | 3,6 cm     | 3,0 cm | 4,8 cm            | RSZ-1103       |
| 265 cc  | 11,5 cm  | 11,8 cm | 3,7 cm     | 3,1 cm | 5,0 cm            | RSZ-1153       |
| 300 cc  | 12,0 cm  | 12,3 cm | 3,9 cm     | 3,2 cm | 5,2 cm            | RSZ-1203       |
| 340 cc  | 12,5 cm  | 12,8 cm | 4,0 cm     | 3,4 cm | 5,4 cm            | RSZ-1253       |
| 380 cc  | 13,0 cm  | 13,3 cm | 4,1 cm     | 3,5 cm | 5,6 cm            | RSZ-1303       |
| 425 cc  | 13,5 cm  | 13,8 cm | 4,3 cm     | 3,6 cm | 5,9 cm            | RSZ-1353       |
| 475 cc  | 14,0 cm  | 14,3 cm | 4,5 cm     | 3,8 cm | 6,1 cm            | RSZ-1403       |
| 530 cc  | 14,5 cm  | 14,8 cm | 4,6 cm     | 3,9 cm | 6,3 cm            | RSZ-1453       |
| 585 cc  | 15,0 cm  | 15,3 cm | 4,8 cm     | 4,0 cm | 6,5 cm            | RSZ-1503       |
| 645 cc  | 15,5 cm  | 15,9 cm | 5,0 cm     | 4,2 cm | 6,7 cm            | RSZ-1553       |

**CPG™ 321†**  
**Cohesivo III™, ALTURA MÉDIA, Proyección MODERADA**



| Volumen | Longitud | Altura  | Proyección | A      | Longitud del Arco | N° do Catálogo |
|---------|----------|---------|------------|--------|-------------------|----------------|
| 120 cc  | 9,0 cm   | 8,5 cm  | 3,3 cm     | 3,1 cm | 4,3 cm            | RSZ-0908       |
| 135 cc  | 9,5 cm   | 8,9 cm  | 3,5 cm     | 3,2 cm | 4,5 cm            | RSZ-0958       |
| 155 cc  | 10,0 cm  | 9,4 cm  | 3,7 cm     | 3,4 cm | 4,7 cm            | RSZ-1008       |
| 180 cc  | 10,5 cm  | 9,9 cm  | 3,8 cm     | 3,6 cm | 5,0 cm            | RSZ-1058       |
| 215 cc  | 11,0 cm  | 10,3 cm | 3,9 cm     | 3,6 cm | 5,1 cm            | RSZ-1108       |
| 245 cc  | 11,5 cm  | 10,8 cm | 4,0 cm     | 3,8 cm | 5,3 cm            | RSZ-1158       |
| 280 cc  | 12,0 cm  | 11,3 cm | 4,2 cm     | 4,0 cm | 5,6 cm            | RSZ-1208       |
| 315 cc  | 12,5 cm  | 11,8 cm | 4,4 cm     | 4,1 cm | 5,8 cm            | RSZ-1258       |
| 355 cc  | 13,0 cm  | 12,2 cm | 4,6 cm     | 4,3 cm | 6,0 cm            | RSZ-1308       |
| 395 cc  | 13,5 cm  | 12,7 cm | 4,7 cm     | 4,5 cm | 6,3 cm            | RSZ-1358       |
| 440 cc  | 14,0 cm  | 13,2 cm | 4,9 cm     | 4,6 cm | 6,5 cm            | RSZ-1408       |
| 480 cc  | 14,5 cm  | 13,6 cm | 5,0 cm     | 5,0 cm | 6,9 cm            | RSZ-1458       |
| 530 cc  | 15,0 cm  | 14,1 cm | 5,2 cm     | 5,1 cm | 7,2 cm            | RSZ-1508       |
| 640 cc  | 16,0 cm  | 15,0 cm | 5,6 cm     | 5,5 cm | 7,6 cm            | RSZ-1608       |
| 775 cc  | 17,0 cm  | 16,0 cm | 5,9 cm     | 5,8 cm | 8,1 cm            | RSZ-1708       |

**CPG™ 311†,**  
**Cohesivo III™, ALTURA Baja, Proyección MODERADA**



| Volumen | Longitud | Altura  | Proyección | A      | Longitud del Arco | N° do Catálogo |
|---------|----------|---------|------------|--------|-------------------|----------------|
| 100 cc  | 9,0 cm   | 8,0 cm  | 3,0 cm     | 2,5 cm | 4,1 cm            | RSZ-0090       |
| 120 cc  | 9,5 cm   | 8,5 cm  | 3,2 cm     | 2,6 cm | 4,3 cm            | RSZ-0095       |
| 140 cc  | 10,0 cm  | 8,9 cm  | 3,4 cm     | 2,8 cm | 4,5 cm            | RSZ-0100       |
| 160 cc  | 10,5 cm  | 9,4 cm  | 3,6 cm     | 2,9 cm | 4,7 cm            | RSZ-0105       |
| 180 cc  | 11,0 cm  | 9,8 cm  | 3,7 cm     | 3,0 cm | 5,0 cm            | RSZ-0110       |
| 210 cc  | 11,5 cm  | 10,3 cm | 3,9 cm     | 3,2 cm | 5,2 cm            | RSZ-0115       |
| 235 cc  | 12,0 cm  | 10,7 cm | 4,1 cm     | 3,3 cm | 5,4 cm            | RSZ-0120       |
| 270 cc  | 12,5 cm  | 11,2 cm | 4,2 cm     | 3,5 cm | 5,6 cm            | RSZ-0125       |
| 300 cc  | 13,0 cm  | 11,6 cm | 4,4 cm     | 3,6 cm | 5,9 cm            | RSZ-0130       |
| 335 cc  | 13,5 cm  | 12,0 cm | 4,6 cm     | 3,7 cm | 6,1 cm            | RSZ-0135       |
| 375 cc  | 14,0 cm  | 12,5 cm | 4,7 cm     | 3,9 cm | 6,3 cm            | RSZ-0140       |
| 415 cc  | 14,5 cm  | 12,9 cm | 4,9 cm     | 4,0 cm | 6,5 cm            | RSZ-0145       |
| 460 cc  | 15,0 cm  | 13,4 cm | 5,1 cm     | 4,1 cm | 6,8 cm            | RSZ-0150       |
| 510 cc  | 15,5 cm  | 13,8 cm | 5,2 cm     | 4,3 cm | 7,0 cm            | RSZ-0155       |
| 560 cc  | 16,0 cm  | 14,3 cm | 5,4 cm     | 4,4 cm | 7,2 cm            | RSZ-0160       |
| 615 cc  | 16,5 cm  | 14,7 cm | 5,6 cm     | 4,6 cm | 7,4 cm            | RSZ-0165       |

\* Reesterilizable hasta 10 veces.

† Disponible en funcion de las regulaciones de cada país

# Implantes Mamarios con MemoryGel®

## MEDIDORES DE GEL ESTÉRILES REESTERILIZABLES\*

CPG™ 332<sup>+</sup>,  
Cohesivo III™, ALTURA ALTA, Proyección MODERADA



| Volumen | Longitud | Altura  | Proyección | A      | Longitud del |  | N° do Catálogo |
|---------|----------|---------|------------|--------|--------------|--|----------------|
|         |          |         |            |        | Arco         |  |                |
| 145 cc  | 9,0 cm   | 9,4 cm  | 3,8 cm     | 2,8 cm | 4,6 cm       |  | RSZ-0909       |
| 175 cc  | 9,5 cm   | 9,9 cm  | 4,0 cm     | 3,0 cm | 4,9 cm       |  | RSZ-0959       |
| 205 cc  | 10,0 cm  | 10,4 cm | 4,2 cm     | 3,1 cm | 5,1 cm       |  | RSZ-1009       |
| 235 cc  | 10,5 cm  | 10,9 cm | 4,4 cm     | 3,3 cm | 5,4 cm       |  | RSZ-1059       |
| 270 cc  | 11,0 cm  | 11,5 cm | 4,7 cm     | 3,5 cm | 5,7 cm       |  | RSZ-1109       |
| 305 cc  | 11,5 cm  | 12,0 cm | 4,9 cm     | 3,6 cm | 5,9 cm       |  | RSZ-1159       |
| 350 cc  | 12,0 cm  | 12,5 cm | 5,1 cm     | 3,8 cm | 6,2 cm       |  | RSZ-1209       |
| 395 cc  | 12,5 cm  | 13,0 cm | 5,3 cm     | 3,9 cm | 6,4 cm       |  | RSZ-1259       |
| 445 cc  | 13,0 cm  | 13,5 cm | 5,5 cm     | 4,1 cm | 6,7 cm       |  | RSZ-1309       |
| 495 cc  | 13,5 cm  | 14,1 cm | 5,7 cm     | 4,2 cm | 7,0 cm       |  | RSZ-1359       |
| 555 cc  | 14,0 cm  | 14,6 cm | 5,9 cm     | 4,4 cm | 7,2 cm       |  | RSZ-1409       |
| 615 cc  | 14,5 cm  | 15,1 cm | 6,1 cm     | 4,6 cm | 7,5 cm       |  | RSZ-1459       |
| 680 cc  | 15,0 cm  | 15,6 cm | 6,3 cm     | 4,7 cm | 7,7 cm       |  | RSZ-1509       |

CPG™ 322<sup>+</sup>,  
COHESIVO III™, ALTURA MÉDIA, PROYECCIÓN MODERADA



| Volumen | Longitud | Altura  | Proyección | A      | Longitud del |  | N° do Catálogo |
|---------|----------|---------|------------|--------|--------------|--|----------------|
|         |          |         |            |        | Arco         |  |                |
| 140 cc  | 9,0 cm   | 8,5 cm  | 3,8 cm     | 2,9 cm | 4,7 cm       |  | RSZ-0905       |
| 165 cc  | 9,5 cm   | 8,9 cm  | 4,0 cm     | 3,0 cm | 4,9 cm       |  | RSZ-0955       |
| 195 cc  | 10,0 cm  | 9,4 cm  | 4,2 cm     | 3,2 cm | 5,2 cm       |  | RSZ-1005       |
| 225 cc  | 10,5 cm  | 9,9 cm  | 4,4 cm     | 3,3 cm | 5,5 cm       |  | RSZ-1055       |
| 255 cc  | 11,0 cm  | 10,3 cm | 4,7 cm     | 3,5 cm | 5,7 cm       |  | RSZ-1105       |
| 295 cc  | 11,5 cm  | 10,8 cm | 4,9 cm     | 3,7 cm | 6,0 cm       |  | RSZ-1155       |
| 330 cc  | 12,0 cm  | 11,3 cm | 5,1 cm     | 3,8 cm | 6,3 cm       |  | RSZ-1205       |
| 375 cc  | 12,5 cm  | 11,8 cm | 5,3 cm     | 4,0 cm | 6,5 cm       |  | RSZ-1255       |
| 420 cc  | 13,0 cm  | 12,2 cm | 5,5 cm     | 4,1 cm | 6,8 cm       |  | RSZ-1305       |
| 475 cc  | 13,5 cm  | 12,7 cm | 5,7 cm     | 4,3 cm | 7,0 cm       |  | RSZ-1355       |
| 525 cc  | 14,0 cm  | 13,2 cm | 5,9 cm     | 4,5 cm | 7,3 cm       |  | RSZ-1405       |
| 585 cc  | 14,5 cm  | 13,6 cm | 6,1 cm     | 4,6 cm | 7,6 cm       |  | RSZ-1455       |
| 650 cc  | 15,0 cm  | 14,1 cm | 6,3 cm     | 4,8 cm | 7,8 cm       |  | RSZ-1505       |

CPG™ 312<sup>+</sup>,  
Cohesivo III™, ALTURA Baja, Proyección MODERADA



| Volumen | Longitud | Altura  | Proyección | A      | Longitud del |  | N° do Catálogo |
|---------|----------|---------|------------|--------|--------------|--|----------------|
|         |          |         |            |        | Arco         |  |                |
| 125 cc  | 9,0 cm   | 8,0 cm  | 3,8 cm     | 2,5 cm | 4,6 cm       |  | RSZ-0907       |
| 145 cc  | 9,5 cm   | 8,4 cm  | 4,0 cm     | 2,6 cm | 4,8 cm       |  | RSZ-0957       |
| 170 cc  | 10,0 cm  | 8,8 cm  | 4,2 cm     | 2,7 cm | 5,1 cm       |  | RSZ-1007       |
| 195 cc  | 10,5 cm  | 9,3 cm  | 4,4 cm     | 2,9 cm | 5,4 cm       |  | RSZ-1057       |
| 225 cc  | 11,0 cm  | 9,7 cm  | 4,7 cm     | 3,0 cm | 5,6 cm       |  | RSZ-1107       |
| 255 cc  | 11,5 cm  | 10,2 cm | 4,9 cm     | 3,1 cm | 5,9 cm       |  | RSZ-1157       |
| 290 cc  | 12,0 cm  | 10,6 cm | 5,1 cm     | 3,3 cm | 6,1 cm       |  | RSZ-1207       |
| 330 cc  | 12,5 cm  | 11,1 cm | 5,3 cm     | 3,4 cm | 6,4 cm       |  | RSZ-1257       |
| 370 cc  | 13,0 cm  | 11,5 cm | 5,5 cm     | 3,6 cm | 6,6 cm       |  | RSZ-1307       |
| 415 cc  | 13,5 cm  | 12,0 cm | 5,7 cm     | 3,7 cm | 6,9 cm       |  | RSZ-1357       |
| 465 cc  | 14,0 cm  | 12,4 cm | 5,9 cm     | 3,8 cm | 7,1 cm       |  | RSZ-1407       |
| 515 cc  | 14,5 cm  | 12,8 cm | 6,1 cm     | 4,0 cm | 7,4 cm       |  | RSZ-1457       |
| 570 cc  | 15,0 cm  | 13,3 cm | 6,3 cm     | 4,1 cm | 7,7 cm       |  | RSZ-1507       |
| 690 cc  | 16,0 cm  | 14,2 cm | 6,8 cm     | 4,4 cm | 8,2 cm       |  | RSZ-1607       |

# Implantes Mamarios con MemoryGel®

## CPG™ 333†, Cohesivo III™, ALTURA ALTA, Proyección ALTA



| Volumen | Longitud | Altura  | Proyección | A      | Longitud del Arco | N° do Catálogo |
|---------|----------|---------|------------|--------|-------------------|----------------|
| 180 cc  | 9,0 cm   | 9,4 cm  | 4,6 cm     | 3,1 cm | 5,5 cm            | RSZ-4090       |
| 215 cc  | 9,5 cm   | 9,9 cm  | 4,8 cm     | 3,3 cm | 5,8 cm            | RSZ-4095       |
| 250 cc  | 10,0 cm  | 10,4 cm | 5,1 cm     | 3,4 cm | 6,1 cm            | RSZ-4100       |
| 290 cc  | 10,5 cm  | 10,9 cm | 5,3 cm     | 3,6 cm | 6,4 cm            | RSZ-4105       |
| 330 cc  | 11,0 cm  | 11,5 cm | 5,6 cm     | 3,8 cm | 6,8 cm            | RSZ-4110       |
| 380 cc  | 11,5 cm  | 12,0 cm | 5,8 cm     | 3,9 cm | 7,1 cm            | RSZ-4115       |
| 430 cc  | 12,0 cm  | 12,5 cm | 6,0 cm     | 4,1 cm | 7,4 cm            | RSZ-4120       |
| 485 cc  | 12,5 cm  | 13,0 cm | 6,2 cm     | 4,3 cm | 7,7 cm            | RSZ-4125       |
| 545 cc  | 13,0 cm  | 13,5 cm | 6,5 cm     | 4,5 cm | 8,0 cm            | RSZ-4130       |
| 610 cc  | 13,5 cm  | 14,1 cm | 6,7 cm     | 4,6 cm | 8,3 cm            | RSZ-4135       |
| 680 cc  | 14,0 cm  | 14,6 cm | 6,9 cm     | 4,8 cm | 8,6 cm            | RSZ-4140       |
| 755 cc  | 14,5 cm  | 15,1 cm | 7,1 cm     | 5,0 cm | 8,9 cm            | RSZ-4145       |

## CPG™ 323†, Cohesivo III™, ALTURA MÉDIA, Proyección ALTA



| Volumen | Longitud | Altura  | Proyección | A      | Longitud del Arco | N° do Catálogo |
|---------|----------|---------|------------|--------|-------------------|----------------|
| 165 cc  | 9,0 cm   | 8,5 cm  | 4,6 cm     | 3,0 cm | 5,3 cm            | RSZ-0902       |
| 195 cc  | 9,5 cm   | 8,9 cm  | 4,8 cm     | 3,2 cm | 5,6 cm            | RSZ-0952       |
| 225 cc  | 10,0 cm  | 9,4 cm  | 5,1 cm     | 3,4 cm | 5,9 cm            | RSZ-1002       |
| 260 cc  | 10,5 cm  | 9,9 cm  | 5,3 cm     | 3,5 cm | 6,2 cm            | RSZ-1052       |
| 300 cc  | 11,0 cm  | 10,3 cm | 5,6 cm     | 3,7 cm | 6,5 cm            | RSZ-1102       |
| 345 cc  | 11,5 cm  | 10,8 cm | 5,8 cm     | 3,9 cm | 6,8 cm            | RSZ-1152       |
| 390 cc  | 12,0 cm  | 11,3 cm | 6,0 cm     | 4,0 cm | 7,1 cm            | RSZ-1202       |
| 440 cc  | 12,5 cm  | 11,8 cm | 6,2 cm     | 4,2 cm | 7,4 cm            | RSZ-1252       |
| 495 cc  | 13,0 cm  | 12,2 cm | 6,5 cm     | 4,4 cm | 7,7 cm            | RSZ-1302       |
| 555 cc  | 13,5 cm  | 12,7 cm | 6,7 cm     | 4,5 cm | 8,0 cm            | RSZ-1352       |
| 620 cc  | 14,0 cm  | 13,2 cm | 6,9 cm     | 4,7 cm | 8,3 cm            | RSZ-1402       |
| 685 cc  | 14,5 cm  | 13,6 cm | 7,1 cm     | 4,9 cm | 8,6 cm            | RSZ-1452       |

## CPG™ 313†, Cohesivo III™, ALTURA Baja, Proyección ALTA



| Volumen | Longitud | Altura  | Proyección | A      | Longitud del Arco | N° do Catálogo |
|---------|----------|---------|------------|--------|-------------------|----------------|
| 130 cc  | 9,0 cm   | 8,1 cm  | 4,4 cm     | 2,6 cm | 5,2 cm            | RSZ-0906       |
| 155 cc  | 9,5 cm   | 8,6 cm  | 4,5 cm     | 2,7 cm | 5,4 cm            | RSZ-0956       |
| 180 cc  | 10,0 cm  | 9,0 cm  | 4,6 cm     | 2,9 cm | 5,7 cm            | RSZ-1006       |
| 210 cc  | 10,5 cm  | 9,5 cm  | 4,8 cm     | 3,0 cm | 6,0 cm            | RSZ-1056       |
| 240 cc  | 11,0 cm  | 9,9 cm  | 4,9 cm     | 3,2 cm | 6,3 cm            | RSZ-1106       |
| 270 cc  | 11,5 cm  | 10,3 cm | 5,0 cm     | 3,3 cm | 6,6 cm            | RSZ-1156       |
| 310 cc  | 12,0 cm  | 10,8 cm | 5,2 cm     | 3,5 cm | 6,9 cm            | RSZ-1206       |
| 350 cc  | 12,5 cm  | 11,2 cm | 5,4 cm     | 3,6 cm | 7,2 cm            | RSZ-1256       |
| 395 cc  | 13,0 cm  | 11,7 cm | 5,6 cm     | 3,8 cm | 7,4 cm            | RSZ-1306       |
| 440 cc  | 13,5 cm  | 12,2 cm | 5,8 cm     | 3,9 cm | 7,7 cm            | RSZ-1356       |
| 490 cc  | 14,0 cm  | 12,6 cm | 6,1 cm     | 4,0 cm | 8,0 cm            | RSZ-1406       |
| 545 cc  | 14,5 cm  | 13,1 cm | 6,3 cm     | 4,2 cm | 8,3 cm            | RSZ-1456       |
| 605 cc  | 15,0 cm  | 13,5 cm | 6,6 cm     | 4,3 cm | 8,6 cm            | RSZ-1506       |

# Expansores de Tejido

## EXPANSORES DE TEJIDO MAMARIO CONTOUR PROFILE® CPX

### CPX 6100\*\*, ALTURA BAJA SILTEX™



| Volumen | Ancho   | Altura  | Proyección | N° do Catálogo |
|---------|---------|---------|------------|----------------|
| 250 cc  | 11,4 cm | 8,1 cm  | 6,1 cm     | 354-6111       |
| 350 cc  | 12,7 cm | 9,4 cm  | 6,5 cm     | 354-6112       |
| 450 cc  | 14,0 cm | 10,2 cm | 7,1 cm     | 354-6113       |
| 550 cc  | 15,0 cm | 10,9 cm | 7,4 cm     | 354-6114       |
| 650 cc  | 15,7 cm | 11,2 cm | 7,9 cm     | 354-6115       |
| 750 cc  | 16,5 cm | 11,9 cm | 8,1 cm     | 354-6116       |

### CPX 6200\*\*, ALTURA MÉDIA SILTEX™



| Volumen | Ancho   | Altura  | Proyección | N° do Catálogo |
|---------|---------|---------|------------|----------------|
| 275 cc  | 10,7 cm | 9,3 cm  | 6,2 cm     | 354-6211       |
| 350 cc  | 11,7 cm | 10,0 cm | 6,6 cm     | 354-6212       |
| 450 cc  | 12,7 cm | 10,8 cm | 7,0 cm     | 354-6213       |
| 550 cc  | 13,5 cm | 11,7 cm | 7,4 cm     | 354-6214       |
| 650 cc  | 14,6 cm | 12,6 cm | 7,6 cm     | 354-6215       |
| 800 cc  | 15,6 cm | 13,3 cm | 8,0 cm     | 354-6216       |

### CPX 6300\*\*, ALTURA COMPLETA SILTEX™



| Volumen | Ancho   | Altura  | Proyección | N° do Catálogo |
|---------|---------|---------|------------|----------------|
| 250 cc  | 10,1 cm | 10,7 cm | 5,6 cm     | 354-6311       |
| 350 cc  | 11,3 cm | 11,8 cm | 6,0 cm     | 354-6312       |
| 450 cc  | 12,3 cm | 12,9 cm | 6,5 cm     | 354-6313       |
| 550 cc  | 13,2 cm | 13,8 cm | 6,9 cm     | 354-6314       |
| 650 cc  | 14,0 cm | 14,6 cm | 7,3 cm     | 354-6315       |
| 750 cc  | 14,6 cm | 15,3 cm | 7,6 cm     | 354-6316       |
| 850 cc  | 15,4 cm | 15,9 cm | 7,9 cm     | 354-6317       |

\*\* Incluye el dispositivo de localización magnética Centerscope®

TOME NOTA: Los Expansores de Tejido Mamario Contour Profile® no son compatibles con la Resonancia Magnética.

## CENTERSCOPE® - LOCALIZADOR DE PUERTO DE INYECCIÓN


### CENTERSCOPE® 350-4402



# Expansores de Tejido

## OTROS EXPANSORES DE TEJIDO

### REDONDO LISO



| Volumen | Diámetro | Proyección | Nº de Catálogo |
|---------|----------|------------|----------------|
| 400 cc  | 11,3 cm  | 5,9 cm     | 350-4305M      |
| 550 cc  | 13,4 cm  | 5,8 cm     | 350-4307M      |
| 700 cc  | 14,6 cm  | 6,7 cm     | 350-4304M      |
| 850 cc  | 15,0 cm  | 7,2 cm     | 350-4308M      |
| 1000 cc | 15,5 cm  | 7,8 cm     | 350-4306M      |


### ELÍPTICO LISO



#### SOBREEXPANSIÓN TEMPORAL


| Volumen | Longitud | Ancho  | Proyección Normal | Proyección | Vol. Máx. | Nº de Catálogo |
|---------|----------|--------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 25 cc   | 6,0 cm   | 4,0 cm | 2,3 cm            | 4,5 cm     | 75 cc     | 350-5301M      |
| 50 cc   | 8,0 cm   | 5,0 cm | 2,5 cm            | 5,3 cm     | 150 cc    | 350-5302M      |
| 75 cc   | 10,0 cm  | 6,0 cm | 2,1 cm            | 6,0 cm     | 225 cc    | 350-5303M      |
| 150 cc  | 12,0 cm  | 7,0 cm | 3,2 cm            | 7,2 cm     | 450 cc    | 350-5304M      |
| 250 cc  | 14,0 cm  | 8,0 cm | 4,5 cm            | 9,0 cm     | 750 cc    | 350-5305M      |
| 125 cc  | 15,0 cm  | 5,0 cm | 3,3 cm            | 6,5 cm     | 375 cc    | 350-5306M      |

### MEDIA LUNA LISO



| Volumen | Longitud | Ancho   | Proyección | Nº de Catálogo |
|---------|----------|---------|------------|----------------|
| 50 cc   | 9,0 cm   | 5,7 cm  | 2,7 cm     | 350-4312M      |
| 100 cc  | 11,0 cm  | 6,9 cm  | 3,7 cm     | 350-4313M      |
| 200 cc  | 14,6 cm  | 7,5 cm  | 4,3 cm     | 350-4314M      |
| 300 cc  | 16,5 cm  | 10,3 cm | 4,7 cm     | 350-4315M      |
| 400 cc  | 18,2 cm  | 11,4 cm | 5,2 cm     | 350-4316M      |
| 500 cc  | 19,6 cm  | 12,4 cm | 5,5 cm     | 350-4317M      |

### RETANGULAR LISO



| Volumen | Longitud | Ancho  | Proyección | Nº de Catálogo |
|---------|----------|--------|------------|----------------|
| 50 cc   | 6,9 cm   | 3,2 cm | 3,2 cm     | 350-4309M      |
| 100 cc  | 6,6 cm   | 5,1 cm | 5,6 cm     | 350-4301M      |
| 250 cc  | 10,4 cm  | 7,3 cm | 5,6 cm     | 350-4302M      |
| 400 cc  | 10,6 cm  | 9,3 cm | 6,6 cm     | 350-4303M      |
| 550 cc  | 13,7 cm  | 7,1 cm | 7,7 cm     | 350-4310M      |
| 700 cc  | 15,0 cm  | 8,0 cm | 7,9 cm     | 350-4311M      |



PDS PLATE

|     |                                   |         |          |                     |
|-----|-----------------------------------|---------|----------|---------------------|
| ZX8 | PDS FLEXIBLE PLATE<br>0.15MM PERF | 15 mm   | 50X40 mm | Caja con 3 unidades |
| ZX5 | PDS FLEXIBLE PLATE<br>0.25MM      | 0,25 mm | 50X40 mm | Caja con 3 unidades |
| ZX6 | PDS FLEXIBLE PLATE<br>0.5MM       | 0,5 mm  | 50X40 mm | Caja con 3 unidades |



ZX8 - 0,15 mm espesura



ZX5 - 0,25 mm espesura



ZX6 - 0,5 mm espesura

CIERRE DEL PIEL

PRINEO

Sistema de cierre de piel que combina una avanzada tecnología de malla de poliéster auto-adhesiva con una protección bacteriana del adhesivo tópico para piel, 2-Octyl Cyanocrylato<sup>1</sup>.

Código  
CLR 602



<sup>1</sup> - Bhende S, Rothenburger S, Spangler DJ, Dito M. in vitro assessment of microbial barrier properties of DERMABOND® Topical Skin Adhesive. Surg Infect. 2002;3:251-257.

## GARANTIA PATIENT SAFE DE MENTOR®

### Política de reemplazo de producto para los implantes y/o expansores Mentor®

Un compromiso personal con su bienestar.

Gracias por elegir un implante o expansor mamario Mentor®. Nuestra relación no termina con su cirugía. Tenemos un compromiso de largo plazo con nuestra paciente y respaldamos la integridad de nuestros productos.

Mentor® ofrece, automáticamente, a todas las pacientes que reciben implantes mamarios y/o expansores Mentor® en el territorio Latino Americano, garantía de reemplazo gratuito del implante mamario, no incluye los costos quirúrgicos ni hospitalarios, en caso de que éste tuviera que ser retirado debido a una ruptura o deflación causada por defecto de fabricación.

Las solicitudes de reemplazo de garantía deben ser realizadas por el médico cirujano al representante Mentor®. El reemplazo gratuito del implante de garantía se hace después de la detección del posible defecto de fabricación; el implante de reemplazo debe ser del mismo volumen y modelo del implante retirado. A solicitud del cirujano, se podrá ofrecer otro tipo o estilo de implante. Pero, sujeto a el pago de la diferencia del valor o precio, si la hay. Si no se detecta defecto de fabricación, Mentor® quedará exento de la reposición del implante.

Esta garantía es válida durante toda la vida de la paciente

Esta garantía sólo tendrá validez ante la devolución a Mentor® del implante mamario retirado. El implante retirado, y devuelto a Mentor®, se analizará en nuestro laboratorio para la comprobación de las causas de la ruptura o de la deflación. En caso de que se detecte defecto de fabricación, la garantía ya fue aplicada en el momento de la reposición del implante mamario y no se cobrará por el implante de reemplazo. Por otro lado, en el caso que se constate ruptura o deflación a consecuencia del uso inadecuado y/o que se haya producido por interferencia del instrumental quirúrgico u otro artefacto, incluyendo equipamientos de tecnologías diversas, o aún por otra interferencia durante la cirugía e implantación del implante, se hace necesario el pago del implante de reemplazo vencido y se enviará un cobro con el valor de venta vigente al cliente.

Esta es una garantía limitada y se refiere tan solo a la reposición de implantes y/o expansores mamarios Mentor®. Mentor® no se responsabiliza de ningún incidente o daños que resulten de cualquier tipo, directos o indirectos, como consecuencia del uso de este producto. Esta garantía no incluye los costos médicos, quirúrgicos, hospitalarios ni el reembolso del costo de implantes mamarios no fabricados por Mentor®

Esta garantía es limitada a los implantes Mentor® con fecha de implantación anterior a la fecha de caducidad de la esterilización original del mismo, realizada por Mentor® en su momento de fabricación.

Mentor® no hace ninguna mención referente a la expectativa de durabilidad de un implante o expansor mamario. Hay condiciones que pueden causar daños al implante o al expansor, como uso indebido requiera reemplazo. Los implantes o expansores no se deben considerar vitalicios.

Mentor® se reserva el derecho de determinar si otros eventos específicos deben ser asegurados.

## LINKS ÚTILES

La siguiente lista de links puede ayudarle a encontrar más información acerca de la cirugía de reconstrucción mamaria con o sin implantes.

|                                                                          |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sociedad Chilena de cirugía plástica                                     | <a href="http://www.cirplastica.cl">www.cirplastica.cl</a>                                               |
| Sociedad Chilena de Mastología                                           | <a href="http://www.mastologia.cl">www.mastologia.cl</a>                                                 |
| Sociedad Venezolana de cirugía plástica                                  | <a href="http://www.sociedadcirugiaplasticavenezolana.org">www.sociedadcirugiaplasticavenezolana.org</a> |
| Sociedad Venezolana de Mastología                                        | <a href="http://www.svmastologia.org">www.svmastologia.org</a>                                           |
| Sociedad Colombiana de cirugía plástica                                  | <a href="http://www.cirugiaplastica.org.co">www.cirugiaplastica.org.co</a>                               |
| Sociedad Colombiana de Mastología                                        | <a href="http://www.mastologiacolombia.com">www.mastologiacolombia.com</a>                               |
| Sociedad Ecuatoriana de cirugía plástica                                 | <a href="http://www.secpre.ec">www.secpre.ec</a>                                                         |
| Sociedad Ecuatoriana de Oncología                                        | <a href="http://www.sociedadecuatorianadeoncologia.org">www.sociedadecuatorianadeoncologia.org</a>       |
| Sociedad Mexicana de cirugía plástica                                    | <a href="http://www.cirugiaplastica.org.mx">www.cirugiaplastica.org.mx</a>                               |
| Sociedad Mexicana de Mastología                                          | <a href="http://www.mastologia.org.mx">www.mastologia.org.mx</a>                                         |
| Sociedad Panameña de cirugía plástica                                    | <a href="http://www.cirugiaplasticapanama.org">www.cirugiaplasticapanama.org</a>                         |
| Instituto Oncológico de Panamá                                           | <a href="http://www.ion.gob.pa">www.ion.gob.pa</a>                                                       |
| Sociedad Costarricense de cirugía plástica                               | <a href="http://www.accpre.com">www.accpre.com</a>                                                       |
| Sociedad Dominicana de cirugía plástica                                  | <a href="http://www.sodocipre.net">www.sodocipre.net</a>                                                 |
| Sociedad Argentina de cirugía plástica                                   | <a href="http://www.sacper.com.ar">www.sacper.com.ar</a>                                                 |
| Sociedad Argentina de Mastología                                         | <a href="http://www.samas.org.ar">www.samas.org.ar</a>                                                   |
| Sociedad Paraguaya de cirugía plástica                                   | <a href="http://www.cirugiaplastica.org.py">www.cirugiaplastica.org.py</a>                               |
| Sociedad Paraguaya de Oncología Médica                                   | <a href="http://www.spom.com.py">www.spom.com.py</a>                                                     |
| Sociedad Peruana de cirugía plástica                                     | <a href="http://www.sociedadperuanacirugiaplastica.com">www.sociedadperuanacirugiaplastica.com</a>       |
| Sociedad Peruana de Mastología                                           | <a href="http://www.mastologiaperu.org">www.mastologiaperu.org</a>                                       |
| Sociedad Uruguaya de cirugía plástica                                    | <a href="http://www.scpu.org.uy">www.scpu.org.uy</a>                                                     |
| Sociedad Uruguaya de Mastología                                          | <a href="http://www.sociedaduruguayademastologia.org.uy">www.sociedaduruguayademastologia.org.uy</a>     |
| Sociedad Boliviana de cirugía plástica                                   | <a href="http://www.cplbolivia.com">www.cplbolivia.com</a>                                               |
| Sociedad Boliviana de Mastología                                         | <a href="http://www.mastologiabolivia.com">www.mastologiabolivia.com</a>                                 |
| Sociedad Brasileña de cirugía plástica                                   | <a href="http://www.cirurgiaplastica.org.br">www.cirurgiaplastica.org.br</a>                             |
| Sociedade Brasileira de Mastologia                                       | <a href="http://www.sbmastologia.com.br">www.sbmastologia.com.br</a>                                     |
| <a href="http://www.yourbreastoptions.com">www.yourbreastoptions.com</a> |                                                                                                          |
| <a href="http://www.loveyourlook.com">www.loveyourlook.com</a>           |                                                                                                          |

## INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LA SEGURIDAD:

Los implantes mamarios MemoryGel® y salinos de Mentor® están indicados para la cirugía de aumento mamario, en mujeres que tienen al menos 18 años de edad, o para la reconstrucción mamaria. La cirugía de implantes mamarios no deberá efectuarse en mujeres con infección activa en cualquier parte de su cuerpo con cáncer o hiperplasia mamaria que no hayan recibido un tratamiento adecuado de dichas afecciones o que estén embarazadas o amamantando.

Hay riesgos asociados a la cirugía de implantes mamarios. Los implantes mamarios no son dispositivos para toda la vida y no necesariamente se implantan en una sola operación. Es posible que haya que realizar intervenciones adicionales no planificadas en sus mamas debido a complicaciones o resultados cosméticos inaceptables. Muchos de los cambios realizados en sus mamas tras el implante son irreversibles (no pueden deshacerse) y sus implantes mamarios podrían afectar su capacidad para amamantar, debido a la reducción o falta de producción de leche.

Entre las complicaciones más frecuentes de los implantes mamarios MemoryGel® se incluyen: reintervención quirúrgica, contractura capsular, asimetría y dolor en las mamas. La ruptura del implante es un riesgo de complicación menor, que la mayoría de las veces será asintomático (lo que quiere decir que ni usted ni su médico sabrán que se ha producido la ruptura).

No se han establecido por completo las consecuencias para la salud de la ruptura de un implante mamario relleno de silicona. Se recomienda la realización de pruebas mediante, por ejemplo, mamografías, resonancias magnéticas o ecografías tras la cirugía de implante inicial para facilitar la detección de la ruptura del implante.

Entre las complicaciones más frecuentes de los implantes mamarios salinos de Mentor® se incluyen: reintervención quirúrgica, extracción del implante, contractura capsular, formación de arrugas, dolor en las mamas y desinflado. Se recuerda a las pacientes que deberán hablar de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones, riesgos y beneficios asociados con los implantes mamarios de Mentor® con su médico o revisar la información de riesgo detallada a través de Internet en [www.mentorcorp.com](http://www.mentorcorp.com).

Es importante que comprenda cuáles son los riesgos asociados con la cirugía de implantes mamarios si se plantea recurrir a los implantes mamarios de Mentor®.

## SEDE DE LA CORPORACIÓN

Santa Barbara, CA 93111 USA

Tel: +1 805 879 6000

[www.mentorwwllc.com](http://www.mentorwwllc.com)

## INFORMACIÓN DE LOS DISTRIBUIDORES DE MENTOR®

Colombia - Gilmédica AS - 57 2 6903999

Venezuela - Galaxia Médica C.A - 58 212 2034513

Panamá - Vitalmedic SA - 507 2076315

Guatemala - Casa Médica - 502 2428 9886

Costa Rica - Diopsa AS - 506 22568034

República Dominicana - Promedica - 1 809 6822232

Argentina - Medic S.A. - 54 11 43722253

Chile - MedCorp - 562 951 6936

Paraguay - Distribuidara Ypacarí S.A. - 595 21 282102

Peru - Implants S.A.C. - 511 2420896

Uruguay - ProMEdiK - 5 98 2 6 28 3 818

Bolivia - GEDESA - 5 91 4 -2421601

México - Inomédica S.A. de C.V. - 52 33 36 15 89 27

**ETHICON®**

*Johnson & Johnson*  
MEDICAL COMPANIES

[www.ethicon360.com](http://www.ethicon360.com)  
[ethicongp@medbr.jnj.com](mailto:ethicongp@medbr.jnj.com)

 **MENTOR®**  
PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

[www.loveyourlook.com](http://www.loveyourlook.com)  
[www.yourbreastoptions.com](http://www.yourbreastoptions.com)  
[mentorla@its.jnj.com](mailto:mentorla@its.jnj.com)

Oficina regional: Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.  
Rua Gerivatiba, 207 - São Paulo, SP, Brasil, CEP 05501-900  
Enero 2012

Antes de la intervención, es la responsabilidad del cirujano advertir a futuros pacientes o sus representantes acerca de posibles complicaciones asociadas con el uso de este producto.  
Comprobar la disponibilidad, en su localidad, de los productos presentados.